

osmo

.....

MICROTONE USER MANUAL





**NAME: MIKROSTROM-
SCHÖNHEITSINSTRUMENT MATERIAL:
ABS-KUNSTSTOFF ABMESSUNGEN: 57 X
52 X 24 MM GEWICHT: 35 GRAMM
BATTERIE: 3,7 V BEI 170 MA FREQUENZ:
185 HZ GERÄUSCHPEGEL: WENIGER ALS
50 DEZIBEL PATENTNUMMER:
202030103955.6**

DER OSMO-MIKROTON BRINGT PERSONAL TRAINING AUF EIN NEUES SCHÖNHEITSNIVEAU. ES BIETET EINE REIHE INDIVIDUELLER MIKROSTROM-GESICHTSÜBUNGSMODI. DER MIKROSTROM-KONTAKTBALL KANN MIKROSTROM DIREKT AUF DIE HAUT LEITEN, UM DIE BILDUNG VON KOLLAGEN ZU UNTERSTÜTZEN, DIE HAUTELASTIZITÄT WIEDERHERZUSTELLEN UND DIE GESICHTSKONTUREN ZU STRAFFEN.

WIE BENUTZT MAN:

STELLEN SIE SICHER, DASS SIE IHR GESICHT GRÜNDLICH REINIGEN UND ÜBERSCHÜSSIGES ÖL ENTFERNEN. VERWENDEN SIE KEINEN ÖLREINIGER

TRAGEN SIE DAS SERUM AUF IHR GESICHT AUF, INSBESONDERE AUF DIE KIEFERPARTIE.

STELLEN SIE SICHER, DASS SOWOHL DAS GERÄT ALS AUCH IHR GESICHT/HALS SAUBER UND TROCKEN SIND.

SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN, INDEM SIE DEN NETZSCHALTER 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN

WÄHLEN SIE DIE INTENSITÄT, INDEM SIE LEICHT AUF DEN EINSCHALTKNOPF DRÜCKEN. DIE INTENSITÄT WIRD SEITLICH AM GERÄT ANGEZEIGT.

JEDES LICHT MARKIERT DIE INTENSITÄT DES MIKROSTROMS.

DER OSMO-MIKROTON HAT DREI STUFEN

STRAFFT UND HEBT. STELLEN SIE SICHER, DASS JEDE BEWEGUNG DES GERÄTS IN EINER AUFWÄRTSBEWEGUNG VON AUSSEN NACH AUSSEN ERFOLGT

EMPFOHLENE SCHLAGANFÄLLE

5 STRICHE VON DER UNTERSEITE DES KIEFERS BIS ZU IHREM OHR, WOBEI SICH IHR KIEFER ZWISCHEN DEN KNOTEN BEFINDET

5 STRICHE VON KNAPP UNTER IHRER NASENFALTE BIS ZU IHREM OHR

5 STRICHE VON DER LACHFALTE BIS ZUR SCHLÄFE, MIT DEM WANGENKNOCHEN ZWISCHEN DEN KNOTEN
TUN SIE DIES AUF JEDER SEITE DES GESICHTS UND
TRAGEN SIE DAS SERUM AUF, BEVOR SIE JEDE SEITE DES GESICHTS BEHANDELN.

HEBEN SIE FÜR DIE STIRN EINE AUFWÄRTSBEWEGUNG VON DER STIRN ZUR STIRN. DIE GANZE STIRN BEDECKEN
FÜR DEN HALS STREICHEN SIE VON DER UNTERSEITE DES HALSES BIS ZUM KINN. VERWENDEN SIE ES NICHT IM HALSBEREICH.

MERKMALE:

1. MUSKELVERSPANNUNGEN LÖSEN: DRÜCKEN SIE AUF AKUPUNKTURPUNKTE IM GESICHT, UM MUSKELVERSPANNUNGEN ZU LÖSEN.
2. MULTI-AKUPUNKTURPUNKT-STIMULATION: DIE MULTI-AKUPUNKTURPUNKT-STIMULATION STIMULIERT GESICHTSREFLEXPUNKTE, INDEM SIE GESICHTSAKUPUNKTURPUNKTE STIMULIERT, UM GESICHTSMERIDIANE ZU KLÄREN.
3. SCHABER-MIKROKETTE: DIE SPEZIELL ENTWICKELTE SCHABER-MIKROKETTE PASST SICH GUT DER HAUT AN UND HILFT IHNEN, IHR GESICHT ODER IHREN KÖRPER ZU MASSIEREN, UM EINE STRAFFENDE UND ANHEBENDE WIRKUNG ZU ERZIELEN.
4. USB-AUFLADUNG: LEICHTE UND TRAGBARE VERPACKUNGEN KÖNNEN IN BRIEFTASCHEN, HANDTASCHEN UND KOSMETIKTASCHEN GESTECKT WERDEN, SODASS SIE JEDERZEIT UND ÜBERALL VERWENDET WERDEN KÖNNEN.
5. REDUZIERT SCHWELLUNGEN UM DIE AUGEN: ES REDUZIERT DAS AUFTRETEN VON SCHWELLUNGEN UND FALTEN UM DIE AUGEN, VERBESSERT DIE MIKROZIRKULATION DER BLUTGEFÄSSE IM GESICHT UND ERHÖHT DEN FLUSS VON BLUT, LYMPHE UND KÖRPERFLÜSSIGKEITEN. DAMIT SIE VORZEIGBAR, ENERGIEGELADEN UND GESUND AUSSEHEN.