

osmo

MIKROLITT BRUKERMANUAL





ELEKTRISKE NANOKRYSTALLER SKJØNNHETSINSTRUMENT

MICROLITE LAD OG PLUGG INN ALT I ÉN MASKIN



1. Chip installasjon
2. Skive for å justere nålehøyden
3. Gear Display
4. Trykk lenge på strømforsyningen i 1,5 sekunder for å slå på mikrokrySTALLbryteren
5. Strømledning Android-grensesnitt plugg inn instrument
- 6.



Instrumentet skal være vanntett, ikke la væske komme inn i instrumentet. Bomullspinner er tilgjengelig etter operasjon. Rengjør innsiden av instrumentbøylen for å forhindre at essensvæsken renner inn i instrumentet og forårsaker papirstopp.

VEILEDNING FOR BRUK AV NANOELEKTRISK SKJØNNHETSINSTRUMENT

BRUKSANVISNING GENERELL UTGAVE

Trinn 2 Smør essens/andre hudpleieprodukter, Ikke

Trinn 1 Vask ansiktet ditt normalt med alkoholfri hudpleieprodukt

Trinn 3 Bruk mikronålen til å lage sirkler rundt ansiktet ditt, du kan skyve eller trykke



Trinn 4 Påfør en maske i 15-20 minutter med alkoholfri maske uten vask

Trinn 5 Påfør en krem for å låse inn næringsfuktighet. Alkoholfri maske uten vask



Ofte spørsmål før bruk

hånd og ansikt bør rengjøres grundig. Hendene bør rengjøres med håndkrem eller såpe. og ansikt bør rengjøres med ansiktsrens eller rengjøringsmiddel.

Chipsen er steril og trenger ikke steriliseres.

Normalt er 2 ganger i uken, neglebåndet kan tynnes 1 ganger i uken.

Dette anbefalte å importere uavhengige engangsemballasjeprodukter med relativt enkeltkomponenter, for eksempel frysetørket pulver, rå væske (hyaluronsyre, VC), vann og lette, fuktighetsgivende maskepastaprodukter.

Før du introduserer funksjonelle produkter, bør produktet introduseres på et lite område bak øret, og huden vil ikke ha allergiske symptomer som rødhet, hevelse og kløe. Påfør det deretter i hele ansiktet.

Oppbevaring

1. Hold rent og tørt, oppbevar i et godt ventilert miljø, unngå høy temperatureksponering, fuktighet, vekt og støt.
2. Vennligst ikke plasser på et sted der barn kan nå, unna barn.
3. Fjern den nanokrystallinske brikken når du oppbevarer mikrokristallen.

Vanlig problem i bruk

1. Hvordan betjene importmetoden?

Ved bruk bør vi se tykkelsen og utholdenheten til hudens neglebånd, og poenget med dårlig utholdenhet, sterk utholdenhet og neglebånd Tykke slips brukes vanligvis i områder som øyne, panne, munntrekant, kinnbein eller nakke fordi det er mindre subkutant fett komme med forslag.

2. Hvordan kontrollere timingjustering og styrke?

Tidspunktet for første bruk anbefales å være mindre enn 0,5, senere kan justeres i henhold til deres egen situasjon, først berør huden. Med forbehold om hudfølelse, Ingen ubehag kan være litt økt styrke.

3. Hvordan ta inn ulike produkter?

Essens: etter å ha påført essensen på ansiktet, påfør den vertikalt på huden med nanokrystaller Ansiktsintroduksjon, kan også smøres sideimport.

4. C:an jeg bruker flere produkter samtidig?

Det anbefales å ikke ha mer enn to produkter om gangen, og huden med dårlig toleranse kan kun importere ett produkt om gangen.

Vanlige problemer etter bruk

1. Må jeg bruke andre hudpleieprodukter etter import?

Det anbefales å bruke en fuktighetsgivende eller reparerende maske etter import. Hvis huden er tørr, kan den kombineres med fuktighets krem eller krem.

2. Kan du røre vannet? Kan jeg vaske ansiktet og sminke meg dagen etter?

Det anbefales å importere om natten, ikke ta på vannet dagen etter import, hvis det ikke er ubehag symptomer som rødhet, hevelse, tørr kløe og så videre dagen etter, er det ok Normal hudpleie og makeup, hvis ubehagelige symptomer, vennligst bruk grunnleggende fuktighetsgivende produkter.

3. Kan du nyte solen, krydret mat, sjømat og vin?

Det anbefales å ikke utsettes for solen innen tre dager, spise mindre krydret, sjømat, vin og andre stimulerende gjenstander.

4. Kan brikken gjenbrukes?

Brikken er engangsbruk og oksiderer når den åpnes. Etter bruk fester brikken seg til keratin og hår eller huden Bakterier avler og gjenbruk anbefales ikke.

Brukstrinn

1, først rengjør huden; Daglig sminkefjerning, rens, hudtoner kan brukes til sekundær rengjøring, fjern nanobrikken Montert på toppen av mikrometeret.

2. Påfør riktig mengde original væske eller essens på ansiktet ditt.

3. Trykk lenge på strømbryteren i 3 sekunder for å starte mikrokristallen og berøre hudoverflaten vertikalt. Det anbefales å stc1y ved hvert kontaktpunkt 3,5 sekunder.

4. Etter operasjonen, slå av strømmen og fjern den nokrystallinske brikken. Påfør vanlige hudpleieprodukter. Krem osv. (Awash-in maske før påføring av hudpleieprodukter fungerer best).

5. nanokrystallinske chips kan ikke gjenbrukes for å alJoid sekundær forurensning, vennligst kast etter bruk.

Operasjonsmetode for mikrokrystallinstrument

1. Klapp og løft ansiktet:

Etter at den nanokrystallinske waferen er installert, plasseres den vertikalt på hudoverflaten, Lett innrykk, hastighet, Tett: forsiktig opp og ned en løft, juster styrken.

2. Skyvemetode:

Etter at den nanokrystallinske waferen er installert på overflaten av huden, kan lett depresjon observeres visuelt i en rett linje. Mens de glir, bør ikke nanokrystallene forlate hudoverflaten, og det anbefales å holde seg på samme del i 3,5 sekunder Ikke mer enn 2 ganger.

3. Sirkelmetode:

Etter at nano-brikken er installert på overflaten av huden, kan den konkave følelsen oppdages visuelt, og nano-brikken kan absorberes i små sirkler med konstant hastighet. Riswaferen skal ikke forlate hudoverflaten. Det anbefales å holde seg på samme sted i 3-5 sekunder og ikke mer enn 2 ganger.

Forholdsregler

Merknader for nanoelektrisk mikrokrystallinstrument:

1. Ikke fjern eller modifier ladeenheten og mikrokrystallen. Det er strengt forbudt å bruke laderen når strømforsyningen først er skadet. Ellers kan det føre til elektrisk støt, brann- og ladeskader.
2. Ikke berør USB-ladekabelen med våte hender. Hvis ladekabelen berører annen væske i ild eller vann. slå av strømmen umiddelbart.
3. Ingen kortslutningsladeenhet, ingen mekanisk vibrasjon eller risteinstrument, ingen direkte sollys, ingen bad og annen høy temperatur Produktet er ikke vanntett. det er strengt forbudt å regne eller fukte.
4. Ikke bruk laderen i nærheten av TV, radio og andre elektriske apparater. 5. Plugg hodet for å fokusere på lading, trekk i strømledningen vil skade ladelinjen, ladingen må være mikrokrystall og ladelinje Bruk av usertifiserte ladekabler kan være farlig i et ventilert område med en temperatur på -10c C+55c C Brudd på produsentens garanti. 6. Oppbevar instrumentet utilgjengelig for barn for å unngå fare.

Forholdsregler for hudpleie

1. Hudpleieprodukter må være trygge, effektive, giftfrie og egnet for seg selv.

Nanokrystallinsk merknad:

1. Hvis engangspakken er ufullstendig eller ødelagt, ikke bruk den for å unngå hudinfeksjon

2. Rengjør betjeningsdelene og hendene før bruk.

3. For første gang anbefales det å gjøre en hudtest på innsiden av håndleddet kombinert med hudpleieprodukter, hvis det oppstår kløe o.l.

Ikke bruk når den er følsom.

4. Styrken på brikken skal være moderat, og det er ikke nødvendig å trykke hardt på brikken eller løfte håndleddet slik at brikken ikke kan berøre jevnt Huden.

5. Omtrent 10-20 minutter etter bruk av nanokrystallinsk chip, vil noen få rødhet i huden, som er et normalt fenomen. Hvis ja, vil alarmen automatisk forsvinne i løpet av 24 timer.

6. Bortsett fra brikken, er andre porter på instrumentet forbudt å komme i kontakt med vann og andre væsker, for ikke å skade maskinen.

7. Den samme brikken kan bare brukes av én person av gangen. Det er strengt forbudt å dele den samme brikken med andre eller desinfisere den samme brikken etter gjentatt bruk, ellers kan det forårsake hudallergi, røde flekker, betennelser og andre uheldige konsekvenser.

8. Når du oppbevarer nanokrystaller, kast de brukte skivene og oppbevar de uåpnede skivene og mikrokrySTALLene i Hold godt ventilert miljø unna fuktighet, trykk og støt, og hold unna barn.

9. Under bruk skal det nanokrystallinske wclteret fortsette å bevege seg og holde seg i samme posisjon i 3-5 sekunder, og antall ganger bør ikke overstige 2 ganger

Forholdsregler for mikronål

1. Bruk av mikronåler: Rens ansiktet --- Påfør produktet som skal introduseres på det berørte området --- Betjen mikronålene i 10-15 minutter. Det anbefales at når du utfører operasjonen for første gang, bør du prøve å være forsiktig og kontrollere tiden til ca. 10 minutter (bare fest den på området som skal gjøres, du trenger ikke å presse hardt). Under operasjonen skal den samme delen ikke brukes i mer enn 3 sekunder, og delen som skal gjøres skal gås frem og tilbake 3 ganger. Ikke spis sjømat innen 3 dager etter microneedling.
2. Før du bruker produktet, anbefales det å påføre en liten mengde på huden bak ørene og bruke den kun hvis det ikke er rødhet eller kløe.
3. Etter operasjonen vil ansiktet ditt være litt rødt. Lett stikk og lett kløe er normale fenomener. Du kan bruke beroligende salve eller ismaske for å lindre smerte.
4. Instrumentet skal være vanntett og ikke la væske komme inn i instrumentet. Ikke snu instrumentet opp ned under drift. Essensvæske kan lett strømme tilbake fra nålen inn i rørkroppen, noe som gjør at maskinen ikke kan fungere.
5. Etter bruk av mikronål, ikke rør vann fra springen i 6 timer, da bakterier lett kan forårsake infeksjon. Du kan bruke saltvann, kaldt kokt vann eller toner for å tørke ansiktet ditt. For det andre anbefales ikke tung sminke.
6. Etter å ha brukt mikronål, fukt mer, fukt mer, fukt mer, og beskytt deg mot solen.