

osmo

MIKROTONE BRUKERMANUAL





**NAVN: MIKROSTRØM
SKJØNNHETSINSTRUMENT MATERIALE:
ABS-PLAST DIMENSJONER: 57X52X24
MM VEKT: 35 GRAM BATTERI: 3,7V VED
170MA FREKVENNS: 185 HZ STØYNIVÅ:
MINDRE ENN 50 DESIBEL PATENTNUMMER:
202030103955.6**

OSMO-MIKROTONEN BRINGER PERSONLIG TRENING TIL ET NYTT NIVÅ AV SKJØNNHET. DEN GIR EN REKKE TILPASSEDE MIKROSTRØM-ANSIKTSTRENINGSMODUSER. MIKROSTRØMKONTAKTKULEN KAN LEDE MIKROSTRØM DIREKTE TIL HUDEN FOR Å BIDRA TIL Å GENERERE KOLLAGEN, REPARERE HUDENS ELASTISITET OG STRAMME ANSIKTSKONTURER.

HVORDAN Å BRUKE:

SØRG FOR AT DU RENSER ANSIKTET GRUNDIG OG FJERNER OVERFLØDIG OLJE. IKKE BRUK OLJERENS PÅFØR SERUM PÅ ANSIKTET DITT, SPESIelt KJEVELINJEN. SØRG FOR AT BÅDE ENHETEN OG ANSIKTET/HALSEN ER RENE OG TØRRE.

SLÅ PÅ ENHETEN VED Å TRYKKE NED STRØMKNAPPEN I 2 SEKUNDER

VELG INTENSITETEN VED Å TRYKKE LETT PÅ STRØMKNAPPEN. INTENSITETEN VISES PÅ SIDEN AV ENHETEN.

HVERT LYS MARKERER INTENSITETEN TIL MIKROSTRØMMEN.

OSMO-MIKROTONEN HAR TRE NIVÅER TONE & LØFT. SØRG FOR AT HVER BEVEGELSE AV ENHETEN ER UTOVER ANSIKTET DITT I EN OPPADGÅENDE BEVEGELSE

ANBEFALTE SLAG

- 1.5 SLAG FRA BUNNEN AV KJEVELINJEN TIL ØRET MED KJEVELINJEN MELLOM NODENE
- 2.5 SLAG FRA RETT UNDER NESEFOLDEN TIL ØRET
- 3.5 SLAG FRA LATTERLINJEN OPP TIL TINNINGEN, MED KINNENET MELLOM NODENE
4. GJØR DETTE PÅ HVER SIDE AV ANSIKTET OG PÅFØR SERUM FØR DU BEHANDLER HVER SIDE AV ANSIKTET.
5. FOR PANNEN, LØFT FRA PANNEN TIL PANNEN I EN OPPADGÅENDE BEVEGELSE. DEKKER HELE PANNEN
6. FOR NAKKEN, STRYK FRA BUNNEN AV HALSEN TIL KJEVELINJEN. IKKE BRUK DEN I HALSOMRÅDET.

EGENSKAPER:

1. LINDRE MUSKELSPENNINGER: TRYKK PÅ AKUPUNKTURPUNKTER I ANSIKTET FOR Å LINDRE MUSKELSPENNINGER.

2. MULTIAKUPUNKTSTIMULERING: MULTIAKUPUNKTSTIMULERING STIMULERER ANSIKTSREFLEKSPUNKTER VED Å STIMULERE ANSIKTSAKUPUNKT FOR Å KLARE ANSIKTSMERIDIANER.

3. SKRAPEMIKROKJEDE: DEN SPESIALDESIGNEDE SKRAPEMIKROKJEDEN KAN PASSE GODT TIL HUDEN OG HJELPE DEG MED Å MASSERE ANSIKTET ELLER KROPPEN FOR Å OPPNÅ EFFEKTEN AV OPPSTRAMMING OG LØFTING.

4. USB-LADING: LETT OG BÆRBAR EMBALLASJE KAN LEGGES I LOMMEBØKER, VESKER OG KOSMETIKKVESKER, SLIK AT DEN KAN BRUKES NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST.

5. REDUSER HEVELSER RUNDT ØYNENE: DET VIL REDUSERE FOREKOMSTEN AV HEVELSER OG RYNKER RUNDT ØYNENE, FORBEDRE MIKROSIRKULASJONEN AV ANSIKTETS BLODÅRER, OG ØKE STRØMMEN AV BLOD, LYMFJE OG KROPPSVÆSKER. FÅR DEG TIL Å SE PRESENTABEL, ENERGISK OG SUNN UT.