


currentbody.com

Version 1 - August 2023

CURRENTBODY|skin Laser Hair Removal Device is manufactured for
CurrentBody Ltd, Q17, Crossley Road, Stockport, Greater Manchester, SK4 5BB, United Kingdom
EU Authorised Representative: Certification Company, Veluwezoom 42, 1327 AH, ALMERE, The Netherlands

CURRENTBODY|skin™

LASER HAIR REMOVAL DEVICE



USER GUIDE AND MANUAL

Includes important safety information.

Read all instructions prior to use.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS SAFE

CONTENTS

CurrentBody Skin™ Laser Hair Removal Device	02
Device Overview	03
What is in the box?	04
Important Safety Information	05
Suitability Chart	06
Warnings	07
Cautions	10
How to Use	11
Maintenance	15
Warranty	16
Troubleshooting	17
Symbols explained	18
Technical Specification	19
French	20
Italian	36
German	52
Spanish	68

Welcome to CurrentBody Skin™ Laser Hair Removal Device

Established in 2009, CurrentBody is the world's only online retailer dedicated to home-use beauty devices. As the first company to recognise devices as one of the fastest growing trends in the world of beauty, we have unrivalled expertise in selecting at-home devices that are science-backed and clinically proven, offering our customers the ultimate choice of devices that treat a wide range of concerns, including anti-ageing, cleansing and hair removal.

Underpinning our range of innovative beauty technology is expert education to help our customers choose the right device for them and excellent customer service.

Our highly trained beauty device experts are on hand to offer impartial advice and answer your questions in person, as well as how-to videos and top tips available throughout our website and social media.

DEVICE OVERVIEW

Using professional technology found in clinics and salons around the world, the CurrentBody Skin™ Laser Hair Removal device is one of the most powerful hair reduction systems available in the home-use market. Using laser technology, you can experience up to 98% hair growth reduction in just 12 weeks.

Suitable for use on the face, underarms, bikini line, arms, back and legs, you can treat the whole body in as little as 10 minutes. The concentrated beams of laser energy target the pigment (melanin) in the hair follicles, inhibiting their ability to regrow hair.

Week 1-3 Use 3x per week

Week 4-12 Use 1x per week

Week 12+ Use 1x per month

It is intended for use only on light to medium skin tones (see the skin tone chart) and naturally brown or black hair. It will not work on white, grey, blonde or red hair.

WHAT IS IN THE BOX

CURRENTBODY Skin™
Laser Hair Removal
Device




Power adapter



Power cord



Important features:



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- DO NOT operate the device where it could come in contact with water.
- DO NOT use the device with a power adapter that is damaged or faulty. Do not harshly bend or abuse the power cord.
- DO NOT attempt to take the device apart. The device is not serviceable by the user. This will void the warranty.
- STOP using the device immediately if you think it is defective.

SUITABILITY CHART

To check if your skin tone is suitable for use on the laser hair removal device, consult the suitability chart below. You may be injured (burnt, discolored, or scarred) if your skin tone is not listed as an intended skin tone for the treatment.

This device is designed to work on naturally light brown to black hair. Lighter hair colours such as white, blonde, red or grey will not absorb enough of the laser's energy to disable the hair follicle, meaning the treatment will not work.

Suitable Hair Colour



Suitable Skin Tone



For Use On

Legs, arms, bikini line, underarms, feet, hands, chest, back, stomach, women's facial hair (cheek line downward).



Not suitable for use on a man's face, jaw, neck and genitals.

Customer Care

Please contact CurrentBody via www.currentbody.com if you have any questions or need any advice.



WARNINGS

- This device is designed for use on adults over 18 years of age and not recommended for use on infants or children.
- Please consult your doctor prior to use if you are, or suspect you are, pregnant or are breastfeeding.
- Please consult your doctor prior to use if you have or suspect you have cancer.
- Do not use the laser on a man's face, jaw or neck. The hair in a man's beard area is too dense, and using the laser on these areas may result in skin injury.
- Do not use if your skin is red or swollen from a previous treatment.
- Do not look directly into the laser. An eye injury may result from misuse.
- Do not use the device to treat skin that is painful to touch, raised (higher than surrounding skin), crusting, or bleeding. This may be a sign of a more serious condition and should be checked by your doctor.
- The device should not be used if you suffer from diabetes mellitus, coagulation disorders, or malignant skin lesions.
- This device should not be used on areas such as birthmarks, moles, tattoos and warts, and should not be used after exposure to the sun.
- If the Suitability Chart indicates that your skin tone is not suitable for the device, you should not use it.
- It is recommended that certain medications, such as blood thinners or topical medications such as Retinol, be avoided prior to laser hair removal.
- Do not use medications or topical treatments which cause photosensitivity. Please check with your doctor before use.

- It is not recommended to use the device directly on the ears, nipples, genitals, or around the anus. In these areas, the skin may be more sensitive, the skin color may be darker, and/or the hair density may be greater. There is the possibility of serious skin injuries resulting from the use of the device there.
- It is not recommended to use the device if you have skin conditions such as tinea, eczema, herpes, or other dermatitis.
- Do not leave the device still for more than 8 seconds on the same area of the body.
- No modification of this equipment is allowed.
- Before disposal of this device, please review your local laws and requirements surrounding disposal of electrical items. The preferred method of disposal is through recycling.
- The device should not be used near bathtubs, showers, basins, or other water-containing vessels. Do not use the device if it is wet.
- During treatment, ensure that the air outlet is not blocked.
- Place the device away from heat-generating devices or humidifiers.
- A flammable or explosive environment should not be used with this device.
- Do not use the device if it is damaged, for example if the cable is damaged, if the components are cracked or broken, etc.
- Attempting to open or remove the covers of this product may result in fire, electric shock, or damage to the equipment and invalidate your warranty.

- Please use the enclosed power cord to connect to the standard power outlet in your country. Ensure that the power cord is operating within its rated voltage. The failure to do so may result in a fire or electric shock.
- Pull the plug firmly to disconnect the power cord. There is a risk of fire or electric shock if you tug on the cord.
- Be sure to use the correct voltage. A specific voltage is required for the use of the unit. An incorrect voltage connection may result in fire, electric shock, or damage to the device. Overloading a power circuit can result in a fire or electric shock.

CAUTIONS


- Please avoid touching the plug with wet hands.
- It is recommended that you unplug the unit before cleaning it. There is a possibility of electric shock if the unit is being cleaned while plugged into a power outlet.
- Periodically clean the area around the plug with a dry cloth. The plug may catch fire if it is covered in dust, water, or oil.
- After turning off the power switch, disconnect the power cord from the socket if you intend to leave the unit unused for an extended period.
- Discontinue use if the device overheats or becomes uncomfortably hot.
- Use only the supplied power cord and power adapter. Use of an incorrect power cord could damage the device.
- Do not store the device in direct sunlight or in a location with temperatures over 100 Fahrenheit as this may cause damage to the plastic coating.
- Do not attempt to open or repair the device or power supply.
- Do not drop the device on hard surfaces, as this could damage it. Using a damaged device could result in injury.
- If you have any concerns about the skin you are treating, you should cease use and check with your doctor.
- Contact your doctor if you have any medical questions regarding use of this device.

HOW TO USE

Before the First Treatment

- Do not wax or pluck your hair 6 weeks prior to your treatment, and do not undergo a skin peel during this period.
- A patch test should be performed at least one day prior to treatment (see below).

Before Each Treatment



a) Ensure skin is clean and dry before use. Remove all cosmetics, lotions, and creams from the treatment area that may affect the laser's performance.

b) Carry out treatment within 4 hours of shaving the area. Removing the surface hair improves comfort and allows the light to better reach the hair in the follicle.

How to Carry Out A Patch Test

Before you start your test, we recommend you check your skin tone against the Skin Tone Suitability chart.

You will also need to shave the area before patch test.

- Press and hold the power button for 2 seconds to turn the device on.
- The device will take a few moments to initialise, then it will enter 'Standby' Mode.
- Press the treatment window against the patch of skin you are wanting to test
- If your skin tone is compatible with the device, the white LED indicator light will illuminate and turn white and the skin tone sensor will start detecting the skin tone. If your skin tone is not compatible, the device will continually 'beep' and the

indicator light of the light-emitting window will flash blue until it leaves the skin.

- If your skin tone is compatible you can now proceed with your treatment.
- Double-press the power button to unlock the laser. The device is in 'Ready' Mode.
- You can now apply the treatment window to the desired area.
- Please carry out one single laser pulse on treatment level 1 (default). If this is tolerable, please move to a new area and try level 2 to establish your ideal comfort level.
- Please increase the level, until you find your desired comfort level.
- Please wait 1 hour after completing your patch test to ensure it is safe to use
- Each time you turn on the device, the skin tone sensor only detects the skin tone once.

Treatment Steps

You will need to shave the area before carrying out a treatment.

- Press and hold the power button for 2 seconds to turn the device on.
- The device will take a few moments to initialise.
- Press the treatment window against the patch of skin you are wanting to treat.
- If your skin tone is compatible with the device, the white LED

indicator light will illuminate and turn white and the skin tone sensor will start detecting the skin tone. If it is not compatible, then it will not turn white.

- If your skin tone is compatible you can now proceed with your treatment.
- Double-press the power button to unlock the laser. The device is in 'Ready' Mode.
- You can now apply the treatment window to the desired area.
- The skin tone sensor indicator will turn white when in contact with the skin. The light emitting indicator will turn from blue to pink/red to indicate that the user's skin matches the condition of hair removal.
- Move the device in a 'stamp and release' motion along the treatment area, moving after each beep and pink/red light indication. Continue with this motion, ensuring there are no overlaps or missed areas. When the treatment window leaves the skin, the emission ceases within 0.1 seconds.
- After the treatment has been completed, hold the power button for two seconds to turn off the device, and then unplug it. Do not unplug the power plug directly without first turning off the device to avoid damage. If the device remains in the 'standby' mode for five minutes without any activity, it will automatically turn off.

Between Treatments

It is recommended that you shave rather than wax or pluck your hair in between treatment sessions.

Continue To Treat

It is recommended that the device is used:

Week 1-3 Use 3x per week.

Week 4-12 Use 1x per week

Week 12+ Use 1x per month

Treatment Maintenance

Once you have achieved your desired results, continue to treat monthly after 12 weeks to achieve and maintain your desired results.

MAINTENANCE

We recommend keeping the components of the device clean, in particular the treatment window and the skin sensor. Please follow the instructions and warnings below when cleaning your device.

Instructions For Cleaning

- The first step is to ensure that the device is turned off. Afterwards, disconnect the power adapter from the device and the power outlet.
- You can clean the device and the power adapter's exterior with a damp cloth. Make sure they are completely dry before applying your next treatment.
- Be careful not to damage the treatment window when removing dirt or debris.
- Wipe the skin sensor gently with a dry, lint-free cloth.

WARRANTY

Under normal use this product is guaranteed for 2 years after its original purchase date against manufacturing defects in materials or workmanship. This warranty extends only to the original purchaser. If the product should become faulty within the warranty period, contact CurrentBody.

- CurrentBody reserves the right to repair a defective product.
- CurrentBody reserves the right to replace a defective product with the most compatible product currently available.
- This warranty does not cover damage caused by the following:
 - Accident, misuse, abuse or alteration
 - Servicing by unauthorised persons
 - Connection to incorrect power sources
 - Use with unauthorised accessories

CurrentBody shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this product. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to two years from date of original purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed. If the product is defective within the warranty period please contact CurrentBody.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Solution
Light Emitting Indicator turns yellow and flashes continuously.	<ul style="list-style-type: none"> • Alarm for overheating. • There is a problem with the fans. 	<ul style="list-style-type: none"> • The device should be turned off and then powered back up after sufficient heat dissipation. • If the device still flashes after sufficient heat dissipation, please stop using it and contact customer service.
The device cannot be started.	<ul style="list-style-type: none"> • The power supply is not properly connected. • There are some problems with the socket. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the power supply is properly connected. • Change to a different socket.
When placed against the skin, there is no reaction.	<ul style="list-style-type: none"> • There is an overheating problem with the treatment window or the main unit. • There is a gap between the treatment window and the skin. 	<ul style="list-style-type: none"> • After full heat dissipation, adjust the angle of the treatment window until it's flat against the skin. • The skin sensor indicator will be illuminated if the treatment window touches firmly on the skin.
Although the machine can be started, the indicator light does not illuminate.	<ul style="list-style-type: none"> • A failure of the machine has occurred. 	<ul style="list-style-type: none"> • Please discontinue use of this product and contact customer service.
During treatment, the product becomes hot and the main unit becomes warm.	<ul style="list-style-type: none"> • The machine is running overtime. 	<ul style="list-style-type: none"> • The device should be turned off and used after it has completely dissipated.
There is a strange smell during the treatment.	<ul style="list-style-type: none"> • There is a problem with the cleanliness of the treatment window. • The treatment area has not been well shaved, and the remaining hair is burning. 	<ul style="list-style-type: none"> • The treatment window should be cleaned and wiped. • Ensure that the treatment area is shaved thoroughly.
There is a problem with the main unit, light outlet, power adapter, or power cord.	/	<ul style="list-style-type: none"> • Please discontinue use of this product and contact customer service.

Bienvenue sur le site de CurrentBody Skin™ D'épilation au Laser Dispositif

Fondé en 2009, CurrentBody est le seul détaillant en ligne au monde dédié aux appareils de beauté à usage domestique. En tant que première entreprise à reconnaître les appareils comme l'une des tendances à la croissance la plus rapide dans le monde de la beauté, nous disposons d'une expertise inégalée dans la sélection d'appareils à domicile qui sont soutenus par la science et cliniquement prouvés, offrant à nos clients le choix ultime d'appareils qui traitent un large éventail de préoccupations, y compris l'anti-âge, le nettoyage et l'épilation.

Notre gamme de technologies de beauté innovantes s'appuie sur une formation d'experts pour aider nos clients à choisir l'appareil qui leur convient le mieux et sur un excellent service à la clientèle.

Nos experts en appareils de beauté hautement qualifiés sont à votre disposition pour vous offrir des conseils impartiaux et répondre à vos questions en personne. Des vidéos pratiques et des conseils sont également disponibles sur notre site Web et dans les médias sociaux.

DISPOSITIF APERÇU

Utilisant une technologie professionnelle que l'on trouve dans les cliniques et les salons du monde entier, l'appareil d'épilation au laser CurrentBody Skin™ est l'un des systèmes de réduction des poils les plus puissants disponibles sur le marché de l'utilisation à domicile. Grâce à la technologie laser, vous pouvez bénéficier d'une réduction de la pilosité allant jusqu'à 98 % en seulement 12 semaines.

Utilisable sur le visage, les aisselles, le maillot, les bras, le dos et les jambes, il permet de traiter l'ensemble du corps en seulement 10 minutes. Les faisceaux concentrés d'énergie laser ciblent le pigment (mélanine) dans les follicules pileux, inhibant ainsi leur capacité à repousser les poils.

Semaine 1-3 Utiliser 3 fois par semaine.

Semaine 4-12 Utiliser 1 fois par semaine.

Semaine 12+ Utiliser 1 fois par mois.

Il est destiné à être utilisé uniquement sur des tons de peau clairs à moyens (voir le tableau des tons de peau) et sur des cheveux naturellement bruns ou noirs. Il ne fonctionne pas sur les cheveux blancs, gris, blonds ou roux.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

1. CurrentBody Skin™ D'épilation au Laser Dispositif
2. Adaptateur électrique
3. Cordon d'alimentation

IMPORTANTES SÉCURITÉ INFORMATIONS

- NE PAS utiliser l'appareil dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- NE PAS utiliser l'appareil avec un adaptateur électrique endommagé ou défectueux. Ne pliez pas ou ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.
- NE PAS utiliser de démonter l'appareil. L'appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Cela annulerait la garantie.
- ARRÊT immédiatement d'utiliser l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux.

TABLEAU DES TONS DE PEAU

Pour vérifier si votre teint convient à l'utilisation de l'épilateur laser, consultez le comparatif ci-dessous. Vous risquez d'être blessé (brûlé, décoloré ou cicatrisé) si votre couleur de peau ne figure pas dans la liste des couleurs de peau prévues pour le traitement.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur des cheveux naturellement bruns à noirs. Les cheveux plus clairs, comme les blancs, les blonds, les roux ou les gris, n'absorbent pas suffisamment l'énergie du laser pour désactiver le follicule pileux, ce qui signifie que le traitement ne fonctionnera pas.

A Utiliser Sur

Jambes, bras, maillot, aisselles, pieds, mains, poitrine, dos, ventre, poils du visage de la femme (de la joue vers le bas).



Ne convient pas à une utilisation sur le visage, la mâchoire ou les organes génitaux d'un homme.

Soins Aux Clients

Veillez contacter CurrentBody via le site web si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils.

AVERTISSEMENTS

- Ce dispositif est conçu pour être utilisé sur des adultes de plus de 18 ans et n'est pas recommandé pour les nourrissons ou les enfants.
- Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous êtes, ou pensez être, enceinte ou si vous allaitez.
- Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous souffrez ou pensez souffrir d'un cancer.
- Ne convient pas à une utilisation sur le visage, la mâchoire, le cou et les organes génitaux de l'homme. Les poils de la barbe sont trop denses et l'utilisation du laser sur ces zones peut entraîner des lésions cutanées.
- Ne pas utiliser si votre peau est rouge ou gonflée à la suite d'un traitement antérieur.
- Ne regardez pas directement le laser. Une mauvaise utilisation peut entraîner une blessure à l'œil.
- N'utilisez pas l'appareil pour traiter une peau douloureuse au toucher, surélevée (plus haute que la peau environnante), présentant des croûtes ou des saignements. Cela peut être le signe d'une affection plus grave et doit être examiné par votre médecin.
- L'appareil ne doit pas être utilisé en cas de diabète sucré, de troubles de la coagulation ou de lésions cutanées malignes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des zones telles que les taches de naissance, les grains de beauté, les tatouages et les verrues, et ne doit pas être utilisé après une exposition au soleil.
- Si le tableau des carnations indique que votre carnation n'est pas adaptée à l'appareil, vous ne devez pas l'utiliser.
- Il est recommandé d'éviter certains médicaments, tels que les anticoagulants ou les médicaments topiques comme le rétinol, avant l'épilation au laser.
- Ne pas utiliser de médicaments ou de traitements topiques qui provoquent une photosensibilité. Veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil directement sur les oreilles, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Dans ces zones, la peau peut être plus sensible, la couleur de la peau peut être plus foncée et/ou la densité des poils peut être plus importante. L'utilisation de l'appareil à ces endroits peut entraîner des lésions cutanées graves.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil sur ou autour des yeux, des sourcils ou des cils. Une mauvaise utilisation peut entraîner une blessure à l'œil.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil si vous souffrez d'affections cutanées telles que le tinea, l'eczéma, l'herpès ou d'autres dermatites.
- Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
- Avant de mettre cet appareil au rebut, veuillez consulter les lois et exigences locales relatives à la mise au rebut des appareils électriques. La méthode préférée de mise au rebut est le recyclage.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé.
- Pendant le traitement, veillez à ce que la sortie d'air ne soit pas obstruée.
- Ne laissez pas l'appareil immobile pendant plus de 8 secondes sur la même zone du corps.
- Placez l'appareil à l'écart des appareils générateurs de chaleur ou des humidificateurs.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement inflammable ou explosif.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, par exemple si le câble est endommagé, si les composants sont fissurés ou cassés, etc.
- Toute tentative d'ouverture ou de retrait des couvercles de ce produit peut entraîner un incendie, une électrocution ou des dommages à l'équipement et invalider votre garantie.
- Veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni pour vous connecter à la prise de courant standard de votre pays. Assurez-vous que le cordon d'alimentation fonctionne dans les limites de sa tension nominale. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une électrocution.
- Tirez fermement sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation. Il y a un risque d'incendie ou d'électrocution si vous tirez sur le cordon.
- Veillez à utiliser la tension correcte. Une tension spécifique est requise pour l'utilisation de l'appareil. Une tension incorrecte peut provoquer un incendie, une électrocution ou endommager l'appareil. La surcharge d'un circuit électrique peut provoquer un incendie ou une électrocution.

PRÉCAUTIONS

- Évitez de toucher la prise avec des mains mouillées.
- Il est recommandé de débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Il existe un risque d'électrocution si l'appareil est nettoyé alors qu'il est branché sur une prise de courant.
- Nettoyez régulièrement la zone autour de la prise avec un chiffon sec. La fiche peut s'enflammer si elle est recouverte de poussière, d'eau ou d'huile.
- Après avoir éteint l'interrupteur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise si vous avez l'intention de laisser l'appareil inutilisé pendant une période prolongée.
- Cessez d'utiliser l'appareil s'il surchauffe ou devient inconfortablement chaud.
- Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température est supérieure à 100 Fahrenheit, car cela pourrait endommager le revêtement en plastique.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur électrique fournis. L'utilisation d'un cordon d'alimentation incorrect peut endommager l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil ou le bloc d'alimentation.
- Ne laissez pas tomber l'appareil sur des surfaces dures, car cela pourrait l'endommager. L'utilisation d'un appareil endommagé peut entraîner des blessures.
- Si vous avez des inquiétudes concernant la peau que vous traitez, vous devez cesser l'utilisation et consulter votre médecin.
- Contactez votre médecin si vous avez des questions d'ordre médical concernant l'utilisation de ce dispositif.

BÉNÉFICES ET RISQUES

Ce produit est doté d'une grande ouverture de 30 mm sur 10 mm et permet une épilation laser sans douleur grâce à notre technologie Ice Cooling.

Bénéfices

Une étude clinique sous contrôle médical a montré que ce dispositif est sûr lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. Les résultats du traitement varient d'une personne à l'autre et dépendent de la zone du corps traitée.

Risques

L'appareil doit être utilisé correctement. Veillez à comprendre et à respecter tous les avertissements. Le capteur de peau empêche l'utilisation de l'appareil sur des types de peau contre-indiqués.

Il est très peu probable que vous rencontriez des risques si vous utilisez le dispositif conformément aux instructions.

COMMENT L'UTILISER

Avant Le Premier Traitement

Ne vous épiliez pas six semaines avant le traitement et ne faites pas de peeling pendant cette période.

Un test épicutané doit être effectué au moins un jour avant le traitement (voir page X pour les instructions).

Avant Chaque Traitement

Assurez-vous que la zone de traitement a été nettoyée, que les cheveux ont été rasés et que la peau a été séchée.

Pour Obtenir Les Meilleurs Résultats :

- Suivre le protocole de traitement.
- Utilisez un rasoir de haute qualité pour vous raser avant chaque traitement.
- Effectuer le traitement dans les 4 heures suivant le rasage.
- Essayez l'appareil après chaque utilisation.

Étapes Du Traitement

Une fois que vous avez effectué un test épicutané et confirmé que vous êtes à l'aise avec l'appareil laser, vous pouvez commencer le traitement.

Nous vous recommandons d'effectuer un test épicutané avant votre premier traitement complet, en suivant les instructions de la section ci-dessous. N'UTILISEZ PAS cet appareil si votre teint n'est pas compatible. Voir le tableau des couleurs de peau page 6.

L'indicateur du capteur de peau est un dispositif de sécurité qui permet de déverrouiller l'appareil d'épilation. Si votre peau est incompatible avec l'épilation, vous ne pouvez pas déverrouiller l'appareil. Si votre peau est compatible et que vous déverrouillez l'appareil pour l'utiliser, nous vous conseillons néanmoins de NE PAS utiliser l'appareil sur les zones de la peau présentant des grains de beauté, des tatouages, etc.

Préparez Votre Peau

Vous devrez raser la zone avant d'effectuer un traitement.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche.
- L'appareil prend quelques instants pour s'initialiser.
- Appuyez la fenêtre de traitement sur la partie de la peau que vous souhaitez traiter.
- Si votre teint est compatible avec l'appareil, le voyant lumineux blanc s'allume et devient blanc et le capteur de teint commence à détecter le teint de la peau. S'il n'est pas compatible, il ne deviendra pas blanc.
- Si votre teint est compatible, vous pouvez maintenant procéder au traitement.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour déverrouiller le laser. L'appareil est en mode ""Prêt"".
- Vous pouvez maintenant appliquer la fenêtre de traitement sur la zone souhaitée.
- L'indicateur du capteur de teint de la peau devient blanc lorsqu'il est en contact avec la peau. Le voyant lumineux passe du bleu au rose/rouge pour indiquer que la peau de l'utilisateur correspond à l'état de l'épilation.
- Déplacez l'appareil en effectuant un mouvement de pression et de relâchement le long de la zone de traitement, après chaque signal sonore et chaque indication lumineuse rose/rouge. Poursuivez ce mouvement en veillant à ce qu'il n'y ait pas de chevauchements ou de zones manquées. Lorsque la fenêtre de traitement quitte la peau, l'émission

cesse dans les 0,1 seconde.

- Une fois le traitement terminé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez-le. Ne débranchez pas directement la fiche d'alimentation sans avoir préalablement éteint l'appareil pour éviter de l'endommager. Si l'appareil reste en mode ""veille"" pendant cinq minutes sans être éteint, il est possible de le débrancher.

Comment Effectuer Un Test Épicutané

Avant de commencer votre test, nous vous recommandons de vérifier votre teint à l'aide du comparatif des tons de peau. Vous devrez également raser la zone concernée avant de procéder au test épicutané.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
- L'appareil prend quelques instants pour s'initialiser, puis il passe en 'Mode Veille'.
- Appuyez la fenêtre de traitement sur la zone de peau que vous souhaitez tester
- Si votre teint est compatible avec l'appareil, le voyant lumineux blanc s'allume et devient blanc, et le capteur de teint commence à détecter le teint de la peau. Si votre couleur de peau n'est pas compatible, l'appareil émet un ""bip"" continu et le voyant de la fenêtre d'émission de lumière clignote en bleu jusqu'à ce qu'elle quitte la peau.
- Si votre couleur de peau est compatible, vous pouvez maintenant procéder au traitement.

- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour déverrouiller le laser. L'appareil est en 'Mode prêt'.
- Vous pouvez maintenant appliquer la fenêtre de traitement sur la zone souhaitée.
- Veuillez effectuer une seule impulsion laser sur le niveau de traitement 1 (par défaut). Si cela est tolérable, passez à une autre zone et essayez le niveau 2 pour déterminer votre niveau de confort idéal.
- Augmentez le niveau jusqu'à ce que vous trouviez le niveau de confort souhaité.
- Attendez une heure après avoir effectué votre test épicutané pour vous assurer que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité.
- À chaque fois que vous mettez l'appareil en marche, le capteur de teint de peau ne détecte le teint de peau qu'une seule fois.

Entre Les Traitements

Il est recommandé de se raser plutôt que de s'épiler à la cire ou à la pince.

Poursuivre Le Traitement Jusqu'à Ce Que Vous Soyiez Satisfait

Il est recommandé d'utiliser le dispositif :

Semaine 1-3 Utiliser 3 fois par semaine.

Semaine 4-12 Utilisation 1 fois par semaine.

Semaine 12+ Utilisation 1 fois par mois.

Maintien du traitement

Nous recommandons de garder les composants de l'appareil propres, en particulier la fenêtre de traitement et le capteur de peau. Veuillez suivre les instructions et les avertissements ci-dessous lorsque vous nettoyez votre appareil.

Instructions Pour Le Nettoyage

- La première étape consiste à s'assurer que l'appareil est éteint. Ensuite, débranchez l'adaptateur d'alimentation de l'appareil et de la prise de courant.
- Vous pouvez nettoyer l'appareil et l'extérieur de l'adaptateur d'alimentation à l'aide d'un chiffon humide. Veillez à ce qu'ils soient complètement secs avant d'appliquer le traitement suivant.
- Veillez à ne pas endommager la fenêtre de traitement lorsque vous retirez des saletés ou des débris.
- Essayez délicatement le capteur cutané à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.

GARANTIE

Dans le cadre d'une utilisation normale, ce produit est garanti pendant deux ans à compter de la date d'achat initiale contre tout défaut de fabrication ou de main-d'œuvre. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Si le produit devient défectueux pendant la période de garantie, contactez CurrentBody.

- CurrentBody se réserve le droit de réparer un produit défectueux.
- CurrentBody se réserve le droit de remplacer un produit défectueux avec le produit le plus compatible actuellement disponible.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par les éléments suivants :
 - Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération
 - Entretien par des personnes non autorisées
 - Connexion à des sources d'alimentation incorrectes
 - Utilisation avec des accessoires non autorisés

CurrentBody ne sera pas responsable des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce produit. Toutes les garanties implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude et de qualité marchande, sont limitées à une durée de deux ans à compter de la date de l'achat initial. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que certaines des limitations et exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, écrites ou orales, qu'elles soient exprimées par affirmation, promesse, description, dessin, modèle ou échantillon. Toute garantie autre que la présente, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est rejetée par la présente. Si le produit est défectueux pendant la période de garantie, veuillez contacter CurrentBody.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
L'indicateur lumineux devient jaune et clignote en continu.	<ul style="list-style-type: none"> - Alarme de surchauffe. - Il y a un problème avec les ventilateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'appareil doit être mis hors tension, puis remis sous tension après une dissipation suffisante de la chaleur. - Si l'appareil continue à clignoter après une dissipation suffisante de la chaleur, veuillez cesser de l'utiliser et contacter le service clientèle.
L'appareil ne peut pas être démarré.	<ul style="list-style-type: none"> - L'alimentation électrique n'est pas correctement connectée. - Il y a quelques problèmes avec la douille. 	<ul style="list-style-type: none"> - S'assurer que l'alimentation électrique est correctement connectée - Passer à une autre prise
En cas de contact avec la peau, il n'y a pas de réaction.	<ul style="list-style-type: none"> - Il y a un problème de surchauffe de la fenêtre de traitement ou de l'unité principale. - Il y a un espace entre la fenêtre de traitement et la peau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Après dissipation complète de la chaleur, ajuster l'angle de la fenêtre de traitement jusqu'à ce qu'elle soit à plat contre la peau. - Il y a un espace entre la fenêtre de traitement et la peau.
Bien que la machine puisse être démarrée, le voyant ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Une défaillance de la machine s'est produite. 	<ul style="list-style-type: none"> - Veuillez cesser d'utiliser ce produit et contacter le service clientèle.
Pendant le traitement, le produit devient chaud et l'unité principale devient chaude.	<ul style="list-style-type: none"> - La machine fonctionne en surtemps. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'appareil doit être éteint et utilisé une fois qu'il s'est complètement dissipé.
Une odeur étrange se dégage pendant le traitement.	<ul style="list-style-type: none"> - Il y a un problème de propreté de la fenêtre de traitement. - La zone de traitement n'a pas été bien rasée et les poils restants sont brûlants. 	<ul style="list-style-type: none"> - La ventana de tratamiento debe limpiarse y limpiarse. - Veiller à ce que la zone de traitement soit bien rasée.
Hay un problema con la unidad principal, la toma de luz, el adaptador de corriente o el cable de alimentación.	/	<ul style="list-style-type: none"> - Veuillez cesser d'utiliser ce produit et contacter le service clientèle.

Benvenuti al CurrentBody Skin™ Rimozione Dei Peli Laser Dispositivo™

Fondata nel 2009, CurrentBody è l'unico rivenditore online al mondo dedicato ai dispositivi di bellezza per uso domestico.

Come prima azienda a riconoscere i dispositivi come una delle tendenze in più rapida crescita nel mondo della bellezza, abbiamo un'esperienza senza pari nella selezione di dispositivi per uso domestico che sono scientificamente supportati e clinicamente testati, offrendo ai nostri clienti la scelta più ampia di dispositivi che trattano una vasta gamma di problemi, tra cui l'anti-invecchiamento, la pulizia e la rimozione dei capelli.

Alla base della nostra gamma di tecnologie di bellezza innovative c'è una formazione esperta che aiuta i nostri clienti a scegliere il dispositivo giusto per loro e un servizio clienti eccellente. I nostri esperti di dispositivi di bellezza, altamente qualificati, sono a disposizione per offrire consigli imparziali e rispondere alle vostre domande di persona, oltre a video su come fare e consigli utili disponibili sul nostro sito web e sui social media.

DISPOSITIVO PANORAMICA

Utilizzando la tecnologia professionale presente nelle cliniche e nei saloni di tutto il mondo, il dispositivo di epilazione laser CurrentBody Skin™ è uno dei sistemi di riduzione dei peli più potenti disponibili sul mercato per l'uso domestico. Grazie alla tecnologia laser, è possibile ottenere una riduzione della crescita dei peli fino al 98% in sole 12 settimane.

Utilizzabile su viso, ascelle, linea bikini, braccia, schiena e gambe, consente di trattare tutto il corpo in soli 10 minuti. I fasci concentrati di energia laser colpiscono il pigmento (melanina) dei follicoli piliferi, inibendo la loro capacità di ricrescita.

Settimana 1-3 Utilizzare 3 volte a settimana.

Settimana 4-12 Utilizzare 1 volta a settimana.

Settimana 12+ Usare 1 volta al mese.

È destinato all'uso solo su carnagioni da chiare a medie (vedere la tabella dei toni della pelle) e su capelli naturalmente castani o neri. Non funziona su capelli bianchi, grigi, biondi o rossi.

COSA C'È NELLA SCATOLA?

1. CurrentBody Skin™ Rimozione Dei Peli Laser Dispositivo
2. Adattatore di alimentazione
3. Cavo di alimentazione

IMPORTANTI SICUREZZA INFORMAZIONI

- NON utilizzare il dispositivo in luoghi in cui potrebbe entrare in contatto con l'acqua.
- NON utilizzare il dispositivo con un adattatore di alimentazione danneggiato o difettoso. Non piegare o maltrattare il cavo di alimentazione.
- NON tentare di smontare il dispositivo. Il dispositivo non può essere riparato dall'utente. Ciò invalida la garanzia.
- FERMATA immediatamente l'uso del dispositivo se si ritiene che sia difettoso.

TABELLA DEL TONI DELLA PELLE

Per verificare se la propria carnagione è adatta all'uso del dispositivo di epilazione laser, consultare la tabella di idoneità riportata di seguito. È possibile che si verifichino lesioni (bruciate, scolorimenti o cicatrici) se la propria carnagione non è elencata tra quelle previste per il trattamento.

Questo dispositivo è stato progettato per funzionare su peli naturalmente di colore marrone chiaro o nero. I peli di colore più chiaro, come quelli bianchi, biondi, rossi o grigi, non assorbono l'energia del laser in misura sufficiente a disattivare il follicolo pilifero e quindi il trattamento non funziona.

Per L'uso Su

Gambe, braccia, linea del bikini, ascelle, piedi, mani, petto, schiena, stomaco, peli del viso femminile (dalla linea della guancia in giù).

 Non è adatto all'uso su viso, mascella o collo maschile.

Assistenza Ai Clienti

Per qualsiasi domanda o consiglio, contattate CurrentBody tramite il sito web.

AVVERTENZE

- Questo dispositivo è progettato per l'uso su adulti di età superiore ai 18 anni e non è raccomandato per l'uso su neonati o bambini.
- Consultare il medico prima dell'uso in caso di gravidanza o di sospetta gravidanza o di allattamento.
- Consultare il medico prima dell'uso se si ha o si sospetta di avere un tumore.
- Non adatto all'uso su viso, mascella, collo e genitali dell'uomo. I peli nella zona della barba dell'uomo sono troppo densi e l'uso del laser su queste aree può provocare lesioni cutanee.
- Non utilizzare se la pelle è arrossata o gonfia a causa di un trattamento precedente.
- Non guardare direttamente nel laser. L'uso improprio può provocare lesioni agli occhi.
- Non utilizzare il dispositivo per trattare la pelle dolorosa al tatto, sollevata (più alta della pelle circostante), che presenta croste o sanguina. Questo potrebbe essere un segno di una condizione più grave e dovrebbe essere controllato dal medico.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato in caso di diabete mellito, disturbi della coagulazione o lesioni cutanee maligne.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato su aree quali voglie, nei, tatuaggi e verruche e non deve essere utilizzato dopo l'esposizione al sole.
- Se la Tabella dei toni della pelle indica che la propria carnagione non è adatta al dispositivo, non si deve utilizzare.
- Si raccomanda di evitare l'assunzione di alcuni farmaci, come i fluidificanti del sangue o i farmaci topici come il Retinolo, prima della depilazione laser.
- Non utilizzare farmaci o trattamenti topici che causano fotosensibilità. Consultare il proprio medico prima dell'uso.
- Non si consiglia di utilizzare il dispositivo direttamente sulle orecchie, sui capezzoli, sui genitali o intorno all'ano. In queste zone la pelle può essere più sensibile, il colore della pelle può essere più scuro e/o la densità dei peli può essere maggiore. L'uso del dispositivo in queste zone può provocare gravi lesioni cutanee.
- Si sconsiglia di utilizzare il dispositivo su o intorno agli occhi, alle sopracciglia o alle ciglia. L'uso improprio può provocare lesioni agli occhi.
- Si sconsiglia l'uso del dispositivo in presenza di patologie cutanee quali tinea, eczema, herpes o altre dermatiti.
- Non è consentita alcuna modifica di questa apparecchiatura.
- Prima di smaltire questo dispositivo, verificare le leggi e i requisiti locali relativi allo smaltimento degli articoli elettrici. Il metodo di smaltimento preferito è il riciclaggio.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato in prossimità di vasche da bagno, docce, bacini o altri recipienti contenenti acqua. Non utilizzare il dispositivo se è bagnato.
- Durante il trattamento, assicurarsi che l'uscita dell'aria non sia bloccata.
- Non lasciare il dispositivo fermo per più di 8 secondi sulla stessa area del corpo.
- Posizionare il dispositivo lontano da dispositivi che generano calore o umidificatori.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato in ambienti infiammabili o esplosivi.

- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato, ad esempio se il cavo è danneggiato, se i componenti sono incrinati o rotti, ecc.
- Il tentativo di aprire o rimuovere i coperchi di questo prodotto può provocare incendi, scosse elettriche o danni all'apparecchiatura e invalidare la garanzia.
- Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per collegarsi alla presa di corrente standard del proprio paese. Assicurarsi che il cavo di alimentazione funzioni nel rispetto della tensione nominale. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, tirare con decisione la spina. Se si tira il cavo, si corre il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Assicurarsi di utilizzare la tensione corretta. Per l'utilizzo dell'unità è necessaria una tensione specifica. Un collegamento di tensione errato può provocare incendi, scosse elettriche o danni al dispositivo. Il sovraccarico di un circuito di alimentazione può provocare incendi o scosse elettriche.

ATTENZIONE

- Evitare di toccare la spina con le mani bagnate.
- Si consiglia di scollegare l'unità prima di pulirla. Se l'unità viene pulita mentre è collegata a una presa di corrente, si rischia una scossa elettrica.
- Pulire periodicamente l'area intorno alla spina con un panno asciutto. La spina può prendere fuoco se è ricoperta di polvere, acqua o olio.
- Dopo aver spento l'interruttore di alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente se si intende lasciare l'unità inutilizzata per un periodo prolungato.
- Interrompere l'uso se il dispositivo si surriscalda o diventa fastidiosamente caldo.
- Non conservare il dispositivo alla luce diretta del sole o in un luogo con temperature superiori a 100 Fahrenheit per non danneggiare il rivestimento in plastica.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione e l'adattatore di corrente in dotazione. L'uso di un cavo di alimentazione non corretto potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo o l'alimentatore.
- Non far cadere il dispositivo su superfici dure per evitare di danneggiarlo. L'utilizzo di un dispositivo danneggiato potrebbe causare lesioni.
- In caso di dubbi sulla pelle trattata, si consiglia di interrompere l'uso e di consultare il proprio medico.
- Contattare il medico in caso di domande mediche sull'uso di questo dispositivo.

BENEFICI E RISCHI

Questo prodotto è dotato di un'ampia apertura di 30 mm per 10 mm e offre una depilazione laser indolore grazie alla nostra tecnologia Ice Cooling.

Benefici

Uno studio clinico condotto sotto controllo medico ha dimostrato che il dispositivo è sicuro se utilizzato secondo le istruzioni. I risultati del trattamento variano da persona a persona e dipendono dall'area del corpo trattata.

Rischi

Il dispositivo deve essere utilizzato correttamente. Assicurarsi di aver compreso e seguito tutte le avvertenze. Il sensore cutaneo impedisce l'uso del dispositivo su tipi di pelle controindicati.

È molto improbabile che si verifichino rischi se si utilizza il dispositivo secondo le istruzioni.

COME SI USA

Prima Del Primo Trattamento

Non fare la ceretta e non strappare i capelli sei settimane prima del trattamento e non sottoporsi a un peeling della pelle durante questo periodo.

È necessario eseguire un patch test almeno un giorno prima del trattamento (per le istruzioni, vedere pagina X).

Prima Di Ogni Trattamento

Assicurarsi che l'area di trattamento sia stata pulita, che i capelli siano stati rasati e che la pelle sia stata asciugata.

Per Ottenere I Migliori Risultati

- Seguire il protocollo di trattamento.
- Utilizzare un rasoio di alta qualità per radersi prima di ogni trattamento.
- Eseguire il trattamento entro 4 ore dalla rasatura.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.

Fasi Del Trattamento

Una volta effettuato il patch test e confermata l'idoneità e il livello di comfort con il dispositivo laser, è possibile iniziare il trattamento.

Si consiglia di effettuare un patch test prima del primo trattamento completo, seguendo le istruzioni riportate nella sezione sottostante. NON utilizzare il dispositivo se la tonalità della pelle non è compatibile. Vedere la tabella dei toni della pelle a pagina 6.

L'indicatore del sensore della pelle è una funzione di sicurezza che sblocca il dispositivo di epilazione. Se la pelle non è compatibile con la depilazione, non è possibile sbloccare il dispositivo. Se la pelle è compatibile e si sblocca il dispositivo per l'uso, si consiglia comunque di NON utilizzare il dispositivo su aree della pelle con nei, tatuaggi ecc. come indicato nelle controindicazioni.

Preparate La Vostra Pelle

È necessario radere l'area prima di eseguire un trattamento.

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo.
- Il dispositivo impiegherà alcuni istanti per inicializzarsi.
- Premere la finestra di trattamento sulla zona della pelle che si desidera trattare.
- Se la tonalità della pelle è compatibile con il dispositivo, la spia LED bianca si accende e diventa bianca e il sensore della tonalità della pelle inizia a rilevare la tonalità della pelle. Se non è compatibile, non diventerà bianca.
- Se il tono della pelle è compatibile, si può procedere con il trattamento.
- Premere due volte il pulsante di accensione per sbloccare il laser. Il dispositivo è in modalità ""Pronto"".
- È ora possibile applicare la finestra di trattamento all'area desiderata.
- L'indicatore del sensore del tono della pelle diventa bianco a contatto con la pelle. L'indicatore di emissione della luce passa dal blu al rosa/rosso per indicare che la pelle dell'utente corrisponde alla condizione di depilazione.
- Muovere il dispositivo con un movimento ""timbra e rilascia"" lungo l'area di trattamento, spostandosi dopo ogni segnale acustico e ogni indicazione luminosa rosa/rossa. Continuare con questo movimento, assicurandosi che non vi siano sovrapposizioni o aree mancanti. Quando la finestra di trattamento lascia la pelle, l'emissione cessa entro 0,1 secondi.

- Al termine del trattamento, tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi per spegnere il dispositivo, quindi scollegarlo. Per evitare danni, non staccare direttamente la spina senza aver prima spento il dispositivo. Se il dispositivo rimane in modalità 'standby' per cinque minuti senza.

Come Effettuare Il Patch Test

Prima di iniziare il test, si consiglia di verificare la propria carnagione in base alla tabella di idoneità della carnagione. È inoltre necessario radere l'area prima del patch test.

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo.
- Il dispositivo impiegherà qualche istante per inicializzarsi, quindi entrerà in 'Modalità Standby'.
- Premere la finestra di trattamento sulla zona di pelle da testare.
- Se il tono della pelle è compatibile con il dispositivo, la spia LED bianca si accende e diventa bianca e il sensore del tono della pelle inizia a rilevare il tono della pelle. Se la tonalità della pelle non è compatibile, il dispositivo emette un ""bip"" continuo e la spia della finestra di emissione della luce lampeggia in blu fino a quando non lascia la pelle.
- Se la tonalità della pelle è compatibile, si può procedere con il trattamento.
- Premere due volte il pulsante di accensione per sbloccare il laser. Il dispositivo è in 'Modalità Pronto'.

- È ora possibile applicare la finestra di trattamento all'area desiderata.
- Eseguire un singolo impulso laser sul livello di trattamento 1 (predefinito). Se il risultato è tollerabile, spostarsi su una nuova area e provare il livello 2 per stabilire il livello di comfort ideale.
- Aumentare il livello fino a raggiungere il livello di comfort desiderato.
- Attendere 1 ora dopo aver completato il patch test per assicurarsi che sia sicuro da usare.
- Ogni volta che si accende il dispositivo, il sensore del tono della pelle rileva il tono della pelle una sola volta.

Trai Trattamenti

Si consiglia di radersi piuttosto che fare la ceretta o strappare i peli.

Continuare Il Trattamento Fino A Quando Non Si È Soddisfatti

Si consiglia di utilizzare il dispositivo:

Settimana 1-3 Utilizzare 3 volte a settimana.

Settimana 4-12 Utilizzare 1 volta alla settimana.

Settimana 12+ Utilizzare 1 volta al mese.

Manutenzione del trattamento

Si consiglia di mantenere puliti i componenti del dispositivo, in particolare la finestra di trattamento e il sensore cutaneo. Per la pulizia del dispositivo, attenersi alle istruzioni e alle avvertenze riportate di seguito.

Istruzioni Per La Pulizia

- Il primo passo è assicurarsi che il dispositivo sia spento. Successivamente, scollegare l'adattatore di alimentazione dal dispositivo e dalla presa di corrente.
- È possibile pulire il dispositivo e l'esterno dell'alimentatore con un panno umido. Assicurarsi che siano completamente asciutti prima di applicare il trattamento successivo.
- Fare attenzione a non danneggiare la finestra di trattamento quando si rimuove lo sporco o i detriti.
- Pulire delicatamente il sensore della pelle con un panno asciutto e privo di pelucchi.

GARANZIA

In condizioni di utilizzo normale, questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto originale contro i difetti di fabbricazione dei materiali o di lavorazione. Questa garanzia si estende solo all'acquirente originale. Se il prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia, contattare CurrentBody.

- CurrentBody si riserva il diritto di riparare un prodotto difettoso.
- CurrentBody si riserva il diritto di sostituire un prodotto difettoso con il prodotto più compatibile attualmente disponibile.

- La presente garanzia non copre i danni causati da quanto segue:
- Incidente, uso improprio, abuso o alterazione
- Assistenza da parte di persone non autorizzate
- Collegamento a fonti di alimentazione non corrette
- Utilizzo di accessori non autorizzati

CurrentBody non sarà responsabile di eventuali danni incidentali, speciali o consequenziali derivanti dall'uso di questo prodotto. Tutte le garanzie implicite, comprese, ma non solo, le garanzie implicite di idoneità e commerciabilità, hanno una durata limitata a due anni dalla data di acquisto originale. La presente garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali, e l'utente può godere anche di altri diritti che variano da paese a paese. Alcuni paesi non prevedono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, né limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto alcune delle limitazioni e delle esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili. La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, scritte o orali, espresse tramite affermazioni, promesse, descrizioni, disegni, modelli o campioni. Tutte le garanzie diverse dalla presente, espresse o implicite, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare, sono declinate. Se il prodotto è difettoso entro il periodo di garanzia, si prega di contattare CurrentBody.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'indicatore di emissione luminosa diventa giallo e lampeggia in modo continuo.	<ul style="list-style-type: none">- Allarme di surriscaldamento.- C'è un problema con le ventole.	<ul style="list-style-type: none">- Il dispositivo deve essere spento e riacceso dopo una sufficiente dissipazione del calore.- Se il dispositivo continua a lampeggiare dopo una sufficiente dissipazione del calore, smettere di usarlo e contattare il servizio clienti.
Il dispositivo non può essere avviato	<ul style="list-style-type: none">- L'alimentazione non è collegata correttamente.- Ci sono alcuni problemi con la presa.	<ul style="list-style-type: none">- Assicurarsi che l'alimentazione sia collegata correttamente.- Passare a una presa diversa.
Quando viene messo a contatto con la pelle, non si verifica alcuna reazione.	<ul style="list-style-type: none">- C'è un problema di surriscaldamento della finestra di trattamento o dell'unità principale.- C'è uno spazio tra la finestra di trattamento e la cute.	<ul style="list-style-type: none">- Dopo aver dissipato completamente il calore, regolare l'angolo della finestra di trattamento fino a quando non è piatta contro la pelle.- C'è uno spazio tra la finestra di trattamento e la cute.
Anche se la macchina può essere avviata, la spia non si accende.	<ul style="list-style-type: none">- Si è verificato un guasto alla macchina.	<ul style="list-style-type: none">- Si prega di interrompere l'uso di questo prodotto e di contattare il servizio clienti.
Durante il trattamento, il prodotto si scalda e l'unità principale diventa calda.	<ul style="list-style-type: none">- La macchina funziona in modo eccessivo.	<ul style="list-style-type: none">- Il dispositivo deve essere spento e utilizzato dopo che si è completamente dissipato.
Durante il trattamento si avverte uno strano odore.	<ul style="list-style-type: none">- C'è un problema con la pulizia della finestra di trattamento.- L'area di trattamento non è stata ben rasata e i peli residui bruciano.	<ul style="list-style-type: none">- La finestra di trattamento deve essere pulita e asciugata.- Assicurarsi che l'area di trattamento sia rasata a fondo.
C'è un problema con l'unità principale, la presa di corrente, l'adattatore di corrente o il cavo di alimentazione.	/	<ul style="list-style-type: none">- Interrompere l'uso del prodotto e contattare il servizio clienti.

Willkommen bei CurrentBody Skin™ Laser-Haarentfernungsgerät

CurrentBody wurde 2009 gegründet und ist der weltweit einzige Online-Händler, der sich auf Beauty-Geräte für die Heimanwendung spezialisiert hat.

Als erstes Unternehmen, das Geräte als einen der am schnellsten wachsenden Trends in der Welt der Schönheit erkannt hat, verfügen wir über eine konkurrenzlose Expertise bei der Auswahl von wissenschaftlich fundierten und klinisch erprobten Geräten für den Heimgebrauch und bieten unseren Kunden die ultimative Auswahl an Geräten, die eine breite Palette von Problemen behandeln, einschließlich Anti-Aging, Reinigung und Haarentfernung. Unser Angebot an innovativer Schönheitstechnologie wird durch fachkundige Beratung bei der Auswahl des richtigen Geräts und einen ausgezeichneten Kundenservice unterstützt.

Unsere hochqualifizierten Experten für Schönheitsgeräte stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie unparteiisch zu beraten und Ihre Fragen persönlich zu beantworten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auf unserer Website und in den sozialen Medien Anleitungsvideos und Top-Tipps.

GERÄTEÜBERSICHT

Das CurrentBody Skin™ Laser-Haarentfernungsgerät nutzt die professionelle Technologie, die in Kliniken und Salons auf der ganzen Welt eingesetzt wird, und ist eines der leistungsstärksten Systeme zur Haarreduzierung, die auf dem Markt für die Heimanwendung erhältlich sind. Mit der Lasertechnologie können Sie in nur 12 Wochen eine bis zu 98%ige Reduzierung des Haarwuchses erreichen.

Geeignet für die Anwendung im Gesicht, unter den Achseln, in der Bikinizone, an den Armen, am Rücken und an den Beinen, können Sie den ganzen Körper in nur 10 Minuten behandeln. Die konzentrierten Laserstrahlen zielen auf das Pigment (Melanin) in den Haarfollikeln und hemmen deren Fähigkeit, Haare nachwachsen zu lassen.

Woche 1-3 Anwendung 3x pro Woche.

Woche 4-12 Anwendung 1x pro Woche.

Woche 12+ Anwendung 1x pro Monat.

Es ist nur für helle bis mittlere Hauttöne (siehe Hauttontabelle) und natürlich braunes oder schwarzes Haar geeignet. Es funktioniert nicht bei weißem, grauem, blondem oder rotem Haar.

WAS IST IN DER SCHACHTEL?

1. CurrentBody Skin™ Laser-Haarentfernungsgerät
2. Netzadapter
3. Netzkabel

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- TUN NICHT Betreiben Sie das Gerät an Orten, an denen es mit Wasser in Berührung kommen könnte.
- TUN NICHT Verwenden Sie das Gerät mit einem beschädigten oder defekten Netzteil. Biegen Sie das Netzkabel nicht abrupt oder missbräuchlich.
- TUN NICHT Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu zerlegen. Das Gerät kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Dadurch wird die Garantie ungültig.
- STOPP Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie glauben, dass es defekt ist.

HAUTFARBTON-DIAGRAMM

Um zu prüfen, ob Ihr Hautton für die Verwendung des Laserhaarentfernungsgeräts geeignet ist, sehen Sie in der nachstehenden Hauttontabelle nach. Sie können verletzt werden (verbrannt, verfärbt oder vernarbt), wenn Ihr Hautton nicht als für die Behandlung vorgesehener Hautton aufgeführt ist.

Dieses Gerät ist für die Behandlung von natürlich hellbraunem bis schwarzem Haar konzipiert. Hellere Haarfarben wie weißes, blondes, rotes oder graues Haar absorbieren nicht genug Laserenergie, um den Haarfollikel zu deaktivieren, so dass die Behandlung nicht funktioniert.

Zur Verwendung Auf

Beine, Arme, Bikinizone, Achselhöhlen, Füße, Hände, Brust, Rücken, Bauch, Gesichtsbehaarung von Frauen (Wangenlinie abwärts).



Nicht geeignet für die Anwendung im Gesicht, am Kiefer oder am Hals von Männern.

Kundenpflege

Bitte kontaktieren Sie CurrentBody über die Website, wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung benötigen.

WARNUNGEN

- Dieses Gerät ist für die Verwendung bei Erwachsenen über 18 Jahren vorgesehen und wird nicht für die Verwendung bei Säuglingen oder Kindern empfohlen.
- Bitte konsultieren Sie vor der Einnahme Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein, oder wenn Sie stillen.
- Bitte konsultieren Sie vor der Einnahme Ihren Arzt, wenn Sie an Krebs erkrankt sind oder dies vermuten.
- Nicht geeignet für die Anwendung im Gesicht, am Kiefer, am Hals und an den Genitalien des Mannes. Die Haare im Bartbereich eines Mannes sind zu dicht, und die Verwendung des Lasers in diesen Bereichen kann zu Hautverletzungen führen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Ihre Haut von einer früheren Behandlung gerötet oder geschwollen ist.
- Schauen Sie nicht direkt in den Laser. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Augenverletzungen kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Behandlung von Haut, die sich schmerzhaft anfühlt, erhaben ist (höher als die umgebende Haut), verkrustet oder blutet. Dies kann ein Anzeichen für einen ernsteren Zustand sein und sollte von Ihrem Arzt untersucht werden.
- Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn Sie an Diabetes mellitus, Gerinnungsstörungen oder bösartigen Hautveränderungen leiden.
- Dieses Gerät sollte nicht auf Bereichen wie Muttermalen, Leberflecken, Tätowierungen und Warzen und nicht nach Sonneneinstrahlung verwendet werden.
- Wenn die Hauttabelle anzeigt, dass Ihr Hautton nicht für das Gerät geeignet ist, sollten Sie es nicht verwenden.

- Es wird empfohlen, bestimmte Medikamente, wie z. B. Blutverdünner oder topische Medikamente wie Retinol, vor der Laserhaarentfernung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Medikamente oder topische Behandlungen, die Lichtempfindlichkeit verursachen. Bitte fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät direkt an den Ohren, Brustwarzen, Genitalien oder im Bereich des Anus zu verwenden. In diesen Bereichen kann die Haut empfindlicher sein, die Hautfarbe kann dunkler sein und/oder die Haardichte kann größer sein. Es besteht die Möglichkeit, dass die Verwendung des Geräts dort zu schweren Hautverletzungen führt.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät an oder in der Nähe der Augen, Augenbrauen oder Wimpern zu verwenden. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Augenverletzungen kommen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zu verwenden, wenn Sie an Hautkrankheiten wie Tinea, Ekzemen, Herpes oder anderen Dermatitis leiden.
- Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig.
- Bevor Sie dieses Gerät entsorgen, informieren Sie sich bitte über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten. Die bevorzugte Methode der Entsorgung ist das Recycling.
- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Behältern verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass ist.
- Achten Sie während der Behandlung darauf, dass der Luftauslass nicht blockiert ist.

- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 8 Sekunden auf ein und derselben Körperstelle liegen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten oder Luftbefeuchtern auf.
- Eine entflammbare oder explosive Umgebung sollte nicht mit diesem Gerät verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, z. B. wenn das Kabel beschädigt ist, wenn die Komponenten Risse oder Brüche aufweisen usw.
- Der Versuch, die Abdeckungen dieses Geräts zu öffnen oder zu entfernen, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Schäden am Gerät führen und Ihre Garantie ungültig machen.
- Bitte verwenden Sie das beiliegende Netzkabel für den Anschluss an die Standardsteckdose in Ihrem Land. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel innerhalb seiner Nennspannung betrieben wird. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Ziehen Sie fest am Stecker, um das Netzkabel abzutrennen. Wenn Sie am Kabel ziehen, besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.
- Achten Sie darauf, die richtige Spannung zu verwenden. Für die Verwendung des Geräts ist eine bestimmte Spannung erforderlich. Ein falscher Spannungsanschluss kann zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder einer Beschädigung des Geräts führen. Die Überlastung eines Stromkreises kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

VORSICHTSHIN

- Bitte vermeiden Sie es, den Stecker mit nassen Händen zu berühren.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz zu trennen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn das Gerät gereinigt wird, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Stecker herum regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Der Stecker kann Feuer fangen, wenn er mit Staub, Wasser oder Öl bedeckt ist.
- Ziehen Sie nach dem Ausschalten des Netzschalters das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen.
- Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Gerät überhitzt oder unangenehm heiß wird.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem Ort mit Temperaturen über 100 Grad Celsius, da dies zu Schäden an der Kunststoffbeschichtung führen kann.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und den Netzadapter. Die Verwendung eines falschen Netzkabels kann das Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Netzgerät zu öffnen oder zu reparieren.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen, da es dadurch beschädigt werden könnte. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie Bedenken bezüglich der zu behandelnden Haut haben, sollten Sie die Anwendung abbrechen und Ihren Arzt aufsuchen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie medizinische Fragen zur Verwendung dieses Geräts haben.

VORTEILE UND RISIKEN

Dieses Produkt verfügt über eine große 30 mm x 10 mm große Öffnung und ermöglicht dank unserer Ice Cooling-Technologie eine schmerzfreie Laserhaarentfernung.

Vorteile

Eine klinische Studie unter ärztlicher Aufsicht hat gezeigt, dass dieses Gerät sicher in der Anwendung ist, wenn es gemäß den Anweisungen verwendet wird. Die Behandlungsergebnisse sind von Person zu Person unterschiedlich und hängen von der behandelten Körperpartie ab.

Risiken

Das Gerät muss ordnungsgemäß verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Warnhinweise verstehen und befolgen. Der Hautsensor verhindert, dass das Gerät auf Hauttypen verwendet wird, die kontraindiziert sind.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie Risiken eingehen, wenn Sie das Gerät wie vorgeschrieben verwenden.

WIE ZU VERWENDEN

Vor Der Ersten Behandlung

Wachsen oder zupfen Sie Ihre Haare sechs Wochen vor der Behandlung nicht und unterziehen Sie sich in diesem Zeitraum keinem Hautpeeling.

Mindestens einen Tag vor der Behandlung sollte ein Pflastertest durchgeführt werden (siehe Seite X für Anweisungen).

Vor Jeder Behandlung

Stellen Sie sicher, dass der Behandlungsbereich gereinigt, die Haare rasiert und die Haut getrocknet ist.

Für Beste Ergebnisse:

- Befolgen Sie das Behandlungsprotokoll.
- Verwenden Sie für die Rasur vor jeder Behandlung einen hochwertigen Rasierapparat.
- Führen Sie die Behandlung innerhalb von 4 Stunden nach der Rasur durch.
- Wischen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch sauber.

Behandlungsstufen

Nachdem Sie einen Patch-Test durchgeführt und Ihre Eignung und Ihr Wohlbefinden mit dem Lasergerät bestätigt haben, können Sie mit der Behandlung beginnen.

Wir empfehlen Ihnen, vor Ihrer ersten vollständigen Behandlung einen Patch-Test durchzuführen. Folgen Sie den Anweisungen im folgenden Abschnitt. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn Ihr Hautton nicht kompatibel ist. Siehe Hauttabelle Seite 6.

Die Hautsensorsanzeige ist eine Sicherheitsfunktion, die das Haarentfernungsgerät entsperrt. Wenn Ihre Haut für die Haarentfernung inkompatibel ist, können Sie das Gerät nicht entsperren. Wenn Ihre Haut für die Haarentfernung geeignet ist und Sie das Gerät entsperren, raten wir Ihnen dennoch, das Gerät NICHT auf Hautstellen mit Muttermalen, Tätowierungen usw. zu verwenden, wie in den Kontraindikationen aufgeführt.

Machen Sie Ihre Haut Bereit

Sie müssen den Bereich vor der Behandlung rasieren.

- Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät benötigt einige Augenblicke, um sich zu initialisieren.
- Drücken Sie das Behandlungsfenster auf die zu behandelnde Hautpartie.
- Wenn Ihr Hautton mit dem Gerät kompatibel ist, leuchtet die weiße LED-Anzeige auf und wird weiß, und der Hauttonsensor beginnt, den Hautton zu erkennen. Wenn Ihr Hautton nicht kompatibel ist, leuchtet die Anzeige nicht weiß.
- Wenn Ihr Hautton kompatibel ist, können Sie jetzt mit der Behandlung fortfahren.
- Drücken Sie zweimal auf die Einschalttaste, um den Laser zu entsperren. Das Gerät befindet sich im Modus ""Bereit"".
- Sie können nun das Behandlungsfenster auf den gewünschten Bereich auflegen.
- Die Anzeige des Hauttonsenors wird weiß, wenn er mit der Haut in Berührung kommt. Die Leuchtanzeige wechselt von blau zu rosa/rot, um anzuzeigen, dass die Haut des Benutzers den Bedingungen für die Haarentfernung entspricht.
- Bewegen Sie das Gerät in einer ""Stempelbewegung"" entlang des Behandlungsbereichs und bewegen Sie es nach jedem Piepton und jeder rosa/roten Lichtanzeige. Fahren Sie mit dieser Bewegung fort und stellen Sie sicher, dass es keine Überlappungen oder übersehenen Bereiche gibt. Wenn das Behandlungsfenster die Haut verlässt, hört die Emission innerhalb von 0,1 Sekunden auf.

- Halten Sie nach Abschluss der Behandlung die Einschalttaste zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie dann den Netzstecker. Ziehen Sie den Netzstecker nicht direkt aus der Steckdose, ohne das Gerät vorher auszuschalten, um Schäden zu vermeiden. Wenn das Gerät fünf Minuten lang im Standby-Modus verbleibt, ohne dass.

Wie Man Einen Patch-test Durchführt

Bevor Sie mit dem Test beginnen, empfehlen wir Ihnen, Ihren Hautton anhand der Hautton-Eignungstabelle zu überprüfen. Außerdem müssen Sie den Bereich vor dem Patch-Test rasieren.

- Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät benötigt einige Augenblicke, um sich zu initialisieren, dann schaltet es in den Standby-Modus.
- Drücken Sie das Behandlungsfenster auf die zu testende Hautpartie.
- Wenn Ihr Hautton mit dem Gerät kompatibel ist, leuchtet die weiße LED-Anzeige auf und wird weiß, und der Hauttonsensor beginnt, den Hautton zu erkennen. Wenn Ihr Hautton nicht kompatibel ist, gibt das Gerät einen kontinuierlichen Piepton ab und die Anzeigeleuchte des Lichtfensters blinkt blau, bis sie die Haut verlässt.
- Wenn Ihr Hautton kompatibel ist, können Sie nun mit der Behandlung fortfahren.

- Drücken Sie zweimal auf die Einschalttaste, um den Laser zu entsperren. Das Gerät befindet sich im 'Bereitschaftsmodus'.
- Sie können nun das Behandlungsfenster auf den gewünschten Bereich anwenden.
- Bitte führen Sie einen einzigen Laserimpuls auf Behandlungsstufe 1 (Standardeinstellung) durch. Wenn Sie dies tolerieren können, gehen Sie bitte zu einem anderen Bereich und versuchen Sie es mit Stufe 2, um Ihr ideales Komfortniveau zu ermitteln.
- Erhöhen Sie die Stufe, bis Sie das gewünschte Wohlfühlniveau erreicht haben.
- Bitte warten Sie nach dem Patch-Test 1 Stunde, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher verwendet werden kann.
- Jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, erfasst der Hauttonsensor den Hautton nur einmal.

Zwischen Den Behandlungen

Es wird empfohlen, sich zu rasieren und nicht zu wachsen oder die Haare zu zupfen.

Behandeln Sie Weiter, Bis Sie Zufrieden Sind

Es wird empfohlen, das Gerät zu verwenden:

Woche 1-3 Verwendung 3x pro Woche.

Woche 4-12 Verwendung 1x pro Woche.

Woche 12+ Verwendung 1x pro Monat.

Behandlung Wartung

Wir empfehlen, die Komponenten des Geräts sauber zu halten, insbesondere das Behandlungsfenster und den Hautsensor. Bitte beachten Sie bei der Reinigung Ihres Geräts die nachstehende Eignungstabelle konsultieren.

Anweisungen Für Die Reinigung

- Stellen Sie zunächst sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Trennen Sie anschließend das Netzteil vom Gerät und von der Steckdose.
- Sie können das Gerät und das Äußere des Netzteils mit einem feuchten Tuch reinigen. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie die nächste Behandlung durchführen.
- Achten Sie darauf, das Behandlungsfenster beim Entfernen von Schmutz und Ablagerungen nicht zu beschädigen.
- Wischen Sie den Hautsensor vorsichtig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.

GARANTIE

Bei normalem Gebrauch gilt für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiezeit defekt werden, wenden Sie sich an CurrentBody.

- CurrentBody behält sich das Recht vor, ein defektes Produkt zu reparieren.
- CurrentBody behält sich das Recht vor, ein defektes Produkt zu ersetzen mit dem am besten kompatiblen Produkt, das derzeit verfügbar ist.
- Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes verursacht werden:
 - Unfall, unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch oder Abänderung
 - Instandhaltung durch Unbefugte
 - Anschluss an falsche Stromquellen
 - Verwendung mit nicht zugelassenem Zubehör

CurrentBody ist nicht verantwortlich für zufällige, besondere oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Alle stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Eignung und Marktgängigkeit, sind auf zwei Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs beschränkt. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Land zu Land unterschiedlich sind. In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Neben- oder Folgeschäden oder die Begrenzung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, so dass einige der oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. Diese Garantie wird anstelle aller anderen schriftlichen oder mündlichen Garantien gegeben, unabhängig davon, ob sie durch Zusicherungen, Versprechen, Beschreibungen, Zeichnungen, Modelle oder Muster ausgedrückt werden. Alle anderen Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, werden hiermit ausgeschlossen. Wenn das Produkt innerhalb der

Garantiezeit defekt ist, wenden Sie sich bitte an CurrentBody.

FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Leuchtanzeige wird gelb und blinkt kontinuierlich.	<ul style="list-style-type: none"> · Alarm bei Überhitzung · Es gibt ein Problem mit den Ventilatoren. 	<ul style="list-style-type: none"> · Das Gerät sollte ausgeschaltet und nach ausreichender Wärmeabfuhr wieder eingeschaltet werden. · Wenn das Gerät nach ausreichender Wärmeabfuhr immer noch blinkt, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Gerät kann nicht gestartet werden.	<ul style="list-style-type: none"> · Die Stromversorgung ist nicht richtig angeschlossen. · Es gibt einige Probleme mit der Steckdose. 	<ul style="list-style-type: none"> · Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist. · Wechseln Sie zu einer anderen Steckdose.
Beim Auflegen auf die Haut gibt es keine Reaktion.	<ul style="list-style-type: none"> · Es liegt ein Überhitzungsproblem mit dem Behandlungsfenster oder der Haupteinheit vor. · Es gibt einen Spalt zwischen dem Behandlungsfenster und der Haut. 	<ul style="list-style-type: none"> · Nachdem die Wärme vollständig abgeleitet wurde, stellen Sie den Winkel des Behandlungsfensters so ein, dass es flach auf der Haut liegt. · Es gibt einen Spalt zwischen dem Behandlungsfenster und der Haut
Die Maschine kann zwar gestartet werden, aber die Kontrollleuchte leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> · Eine Störung der Maschine ist aufgetreten. 	<ul style="list-style-type: none"> · Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Während der Behandlung wird das Produkt heiß und das Hauptgerät wird warm.	<ul style="list-style-type: none"> · Die Maschine macht Überstunden. 	<ul style="list-style-type: none"> · Das Gerät sollte ausgeschaltet und erst wieder benutzt werden, wenn es sich vollständig aufgelöst hat.
Während der Behandlung gibt es einen seltsamen Geruch.	<ul style="list-style-type: none"> · Es gibt ein Problem mit der Sauberkeit des Behandlungsfensters · Der Behandlungsbereich wurde nicht gründlich rasiert, und die verbleibenden Haare brennen 	<ul style="list-style-type: none"> · Das Behandlungsfenster sollte gereinigt und abgewischt werden. · Stellen Sie sicher, dass der Behandlungsbereich gründlich rasiert ist.
Es liegt ein Problem mit dem Hauptgerät, der Steckdose, dem Netzadapter oder dem Netzkabel vor.	/	<ul style="list-style-type: none"> · Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bienvenido al CurrentBody Skin™ Depilación Láser Dispositivo

Creada en 2009, CurrentBody es la única tienda online del mundo dedicada a los aparatos de belleza de uso doméstico.

Como primera empresa en reconocer los dispositivos como una de las tendencias de más rápido crecimiento en el mundo de la belleza, tenemos una experiencia inigualable en la selección de dispositivos de uso doméstico respaldados por la ciencia y clínicamente probados, ofreciendo a nuestros clientes la mejor selección de dispositivos que tratan una amplia gama de problemas, incluyendo antienvjecimiento, limpieza y depilación. Nuestra innovadora tecnología de belleza se basa en una formación especializada que ayuda a nuestros clientes a elegir el aparato más adecuado para ellos y en un excelente servicio de atención al cliente.

Nuestros expertos en dispositivos de belleza, altamente cualificados, están a su disposición para ofrecerle asesoramiento imparcial y responder a sus preguntas en persona, así como vídeos y consejos prácticos disponibles en nuestro sitio web y en las redes sociales.

DISPOSITIVO VISIÓN GENERAL

Utilizando tecnología profesional que se encuentra en clínicas y salones de todo el mundo, el dispositivo de depilación láser CurrentBody Skin™ es uno de los sistemas de reducción del vello más potentes disponibles en el mercado de uso doméstico. Gracias a la tecnología láser, puede experimentar una reducción del crecimiento del vello de hasta el 98% en tan solo 12 semanas.

Adecuado para su uso en la cara, las axilas, la línea del bikini, los brazos, la espalda y las piernas, se puede tratar todo el cuerpo en tan sólo 10 minutos. Los haces concentrados de energía láser actúan sobre el pigmento (melanina) de los folículos pilosos, inhibiendo su capacidad de regeneración.

Semana 1-3 Utilizar 3 veces por semana.

Semana 4-12 Utilizar 1 vez por semana.

Semana 12+ Utilizar 1 vez al mes.

Sólo está indicado para pieles de tono claro a medio (consulte la tabla de tonos de piel) y cabellos castaños o negros naturales. No funciona en cabellos blancos, grises, rubios o pelirrojos.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

1. CurrentBody Skin™ Depilación Láser Dispositivo
2. Adaptador de corriente
3. Cable de alimentación

IMPORTANTE SEGURIDAD INFORMACIÓN

- NO utilice el aparato en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua.
- NO utilice el aparato con un adaptador de corriente que esté dañado o defectuoso. No doble ni maltrate el cable de alimentación.
- NO intente desmontar el aparato. El aparato no puede ser reparado por el usuario. Esto anulará la garantía.
- DEJE de utilizar el aparato inmediatamente si cree que está defectuoso.

TABLA DE TONOS DE PIEL

Para comprobar si su tono de piel es adecuado para el uso del aparato de depilación láser, consulta la tabla de idoneidad que figura a continuación. Puede sufrir lesiones (quemaduras, decoloración o cicatrices) si su tono de piel no figura en la lista de tonos de piel adecuados para el tratamiento.

Este aparato está diseñado para funcionar en vello naturalmente castaño claro a negro. Los colores de vello más claros, como el blanco, el rubio, el rojo o el gris, no absorberán suficiente energía del láser para desactivar el folículo piloso, por lo que el tratamiento no funcionará.

Para Uso En

Piernas, brazos, línea del bikini, axilas, pies, manos, pecho, espalda, estómago, vello facial femenino (línea de las mejillas hacia abajo).



No es adecuado para su uso en la cara, la mandíbula o el cuello de los hombres.

Atención Al Cliente

Póngase en contacto con CurrentBody a través del sitio web si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento.

ADVERTENCIAS

- Este dispositivo está diseñado para su uso en adultos mayores de 18 años y no se recomienda su uso en bebés o niños.
- Consulte a su médico antes de utilizarlo si está o sospecha que está embarazada o en período de lactancia.
- Consulte a su médico antes de usarlo si padece o sospecha que padece cáncer.
- No es adecuado para su uso en la cara, la mandíbula, el cuello y los genitales del hombre. El vello de la zona de la barba del hombre es demasiado denso y el uso del láser en estas zonas puede provocar lesiones en la piel.
- No utilizar si la piel está enrojecida o inflamada por un tratamiento anterior.
- No mire directamente al láser. El uso incorrecto puede provocar lesiones oculares.
- No utilice el aparato para tratar la piel que duela al tacto, esté elevada (más alta que la piel circundante), presente costras o sangre. Esto puede ser un signo de una afección más grave y debe ser examinado por su médico.
- El aparato no debe utilizarse si padece diabetes mellitus, trastornos de la coagulación o lesiones cutáneas malignas.
- Este aparato no debe utilizarse en zonas como marcas de nacimiento, lunares, tatuajes y verrugas, ni después de la exposición al sol.
- Si la tabla de tonos de piel indica que su tono de piel no es adecuado para el aparato, no debe utilizarlo.
- Se recomienda evitar ciertos medicamentos, como anticoagulantes o medicamentos tópicos como Retinol, antes de la depilación láser.

- No utilice medicamentos ni tratamientos tópicos que causen fotosensibilidad. Consulte a su médico antes de utilizarlo.
- No se recomienda utilizar el dispositivo directamente en las orejas, los pezones, los genitales o alrededor del ano. En estas zonas, la piel puede ser más sensible, el color de la piel puede ser más oscuro y/o la densidad del vello puede ser mayor. Existe la posibilidad de que se produzcan lesiones graves en la piel como consecuencia del uso del dispositivo en esas zonas.
- No se recomienda utilizar el aparato sobre o alrededor de los ojos, las cejas o las pestañas. El uso incorrecto puede provocar lesiones oculares.
- No se recomienda utilizar el dispositivo si padece afecciones cutáneas como tiña, eczema, herpes u otras dermatitis.
- No se permite ninguna modificación de este equipo.
- Antes de deshacerse de este aparato, revise las leyes y requisitos locales relativos a la eliminación de artículos eléctricos. El método de eliminación preferido es el reciclaje.
- El aparato no debe utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. No utilice el aparato si está mojado.
- Durante el tratamiento, asegúrese de que la salida de aire no esté bloqueada.
- No deje el aparato quieto durante más de 8 segundos en la misma zona del cuerpo.
- Coloque el aparato lejos de aparatos que generen calor o humidificadores.

- Este aparato no debe utilizarse en un entorno inflamable o explosivo.
- No utilice el aparato si está dañado, por ejemplo, si el cable está estropeado, si los componentes están agrietados o rotos, etc.
- El intento de abrir o retirar las cubiertas de este producto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo e invalidar la garantía.
- Utilice el cable de alimentación adjunto para conectarlo a la toma de corriente estándar de su país. Asegúrese de que el cable de alimentación funciona dentro de su tensión nominal. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Tire firmemente del enchufe para desconectar el cable de alimentación. Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica si tira del cable.
- Asegúrese de utilizar el voltaje correcto. Se requiere un voltaje específico para el uso de la unidad. Una conexión de tensión incorrecta puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el aparato. La sobrecarga de un circuito de alimentación puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PRECAUCIONES

- Evite tocar el enchufe con las manos mojadas.
- Se recomienda desenchufar la unidad antes de limpiarla. Existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica si la unidad se está limpiando mientras está enchufada a una toma de corriente.
- Limpie periódicamente la zona alrededor del enchufe con un paño seco. El enchufe puede incendiarse si se cubre de polvo, agua o aceite.
- Después de apagar el interruptor de alimentación, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente si tiene intención de dejar la unidad sin utilizar durante un periodo prolongado.
- Deje de utilizar el aparato si se sobrecalienta o se vuelve incómodo.
- No guarde el dispositivo bajo la luz directa del sol o en un lugar con temperaturas superiores a 100 Fahrenheit, ya que esto puede causar daños en el revestimiento de plástico.
- Utilice únicamente el cable de alimentación y el adaptador de corriente suministrados. El uso de un cable de alimentación incorrecto podría dañar el aparato.
- No intente abrir ni reparar el aparato ni la fuente de alimentación.
- No deje caer el dispositivo sobre superficies duras, ya que podría dañarlo. El uso de un dispositivo dañado podría provocar lesiones.
- Si le preocupa la piel que está tratando, debe interrumpir su uso y consultar a su médico.
- Póngase en contacto con su médico si tiene alguna duda médica sobre el uso de este dispositivo.

BENEFICIOS Y RIESGOS

Este producto cuenta con una gran abertura de 30 mm por 10 mm y ofrece depilación láser sin dolor gracias a nuestra tecnología Ice Cooling.

Beneficios

Un estudio clínico realizado bajo supervisión médica demostró que este aparato es seguro cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones. Los resultados del tratamiento varían de una persona a otra y dependen de la zona del cuerpo tratada.

Riesgos

El aparato debe utilizarse correctamente. Asegúrese de comprender y seguir todas las advertencias. El sensor cutáneo impedirá que el aparato se utilice en tipos de piel contraindicados.

Es muy poco probable que experimente ningún riesgo si utiliza el dispositivo siguiendo las instrucciones.

CÓMO UTILIZARLO

Antes Del Primer Tratamiento

No se depile ni depile el vello seis semanas antes del tratamiento, y no se someta a una exfoliación de la piel durante este período.

Debe realizarse una prueba del parche al menos un día antes del tratamiento (consulte las instrucciones en la página X).

Antes De Cada Tratamiento

Asegúrese de haber limpiado la zona de tratamiento, afeitado el vello y secado la piel.

Para Obtener Mejores Resultados:

- Siga el protocolo de tratamiento.
- Utilice una maquinilla de afeitar de alta calidad para afeitarse antes de cada tratamiento.
- Realizar el tratamiento en las 4 horas siguientes al afeitado.
- Limpie el aparato después de cada uso.

Pasos Del Tratamiento

Una vez que haya realizado una prueba de parche y confirmado tu idoneidad y nivel de comodidad con el dispositivo láser, podrás comenzar el tratamiento.

Recomendamos realizar una prueba de parche antes de su primer tratamiento completo, siga las instrucciones de la sección siguiente. NO utilice este aparato si su tono de piel no es compatible. Ver tabla de tonos de piel página 6.

El indicador del sensor de piel es una función de seguridad que desbloquea el aparato de depilación. Si su piel es incompatible con la depilación, no podrá desbloquear el aparato. Si su piel es compatible y desbloquea el dispositivo para su uso, le aconsejamos que NO utilice el dispositivo en zonas de la piel con lunares, tatuajes, etc., como se indica en las contraindicaciones.

Prepara Tu Piel

Deberá afeitarse la zona antes de realizar un tratamiento.

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el aparato.
- El aparato tardará unos instantes en iniciarse.
- Presione la ventana de tratamiento contra la zona de piel que desee tratar.
- Si su tono de piel es compatible con el aparato, la luz indicadora LED blanca se iluminará y se volverá blanca y el sensor de tono de piel empezará a detectar el tono de piel. Si no es compatible, no se iluminará en blanco.
- Si su tono de piel es compatible, ya puede proceder con el tratamiento.
- Pulsa dos veces el botón de encendido para desbloquear el láser. El aparato está en modo "Listo".
- Ahora puede aplicar la ventana de tratamiento en la zona deseada.
- El indicador del sensor del tono de la piel se volverá blanco cuando entre en contacto con la piel. El indicador emisor de luz pasará de azul a rosa/rojo para indicar que la piel del usuario coincide con la condición de depilación.
- Mueva el aparato con un movimiento de "estampar y soltar" a lo largo de la zona de tratamiento, moviéndose después de cada pitido e indicación de luz rosa/roja. Continúe con este movimiento, asegurándose de que no haya solapamientos ni zonas omitidas. Cuando la ventana de

tratamiento sale de la piel, la emisión cesa en 0,1 segundos.

- Una vez finalizado el tratamiento, mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos para apagar el aparato y, a continuación, desenchúfelo. No desenchufe directamente la clavija de alimentación sin apagar antes el aparato para evitar daños. Si el aparato permanece en el modo de "espera" durante cinco minutos sin uso, se apagará automáticamente.

Cómo Realizar Una Prueba Del Parche

Antes de iniciar la prueba, te recomendamos que compares tu tono de piel con la tabla de idoneidad del tono de piel. También deberá afeitarse la zona antes de la prueba del parche.

- Mantener pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo.
- El aparato tardará unos instantes en inicializarse y, a continuación, entrará en modo de espera.
- Presiona la ventana de tratamiento contra la zona de la piel que desea probar.
- Si su tono de piel es compatible con el aparato, el indicador LED blanco se iluminará y se volverá blanco y el sensor de tono de piel empezará a detectar el tono de piel. Si su tono de piel no es compatible, el dispositivo emitirá un "pitido"

continuo y la luz indicadora de la ventana emisora de luz parpadeará en azul hasta que salga de la piel.

- Si tu tono de piel es compatible, ya puedes proceder con el tratamiento.
- Pulsa dos veces el botón de encendido para desbloquear el láser. El aparato está en 'Modo Listo'.
- Ahora puedes aplicar la ventana de tratamiento en la zona deseada.
- Realiza un único pulso de láser en el nivel de tratamiento 1 (predeterminado). Si lo toleras bien, cambia de zona y prueba con el nivel 2 para establecer tu nivel de comodidad ideal.
- Aumenta el nivel hasta que encuentres el nivel de comodidad deseado.
- Por favor, espera 1 hora después de completar tu prueba de parche para asegurarte de que es seguro de usar.
- Cada vez que enciendes el dispositivo, el sensor de tono de piel sólo detecta el tono de piel una vez.

Entre Tratamientos

Se recomienda afeitarse en lugar de depilarse con cera o pinzas.

Continúe El Tratamiento Hasta Que Esté Satisfecho

Se recomienda su uso:

Semana 1-3 Utilizar 3 veces por semana.

Semana 4-12 Utilizar 1 vez por semana.

Semana 12+ Utilizar 1 vez al mes.

Mantenimiento del tratamiento

Recomendamos mantener limpios los componentes del aparato, en particular la ventana de tratamiento y el sensor cutáneo. Siga las instrucciones y advertencias que se indican a continuación cuando limpie el dispositivo.

Instrucciones De Limpieza

- El primer paso es asegurarse de que el dispositivo está apagado. Después, desconecta el adaptador de corriente del dispositivo y de la toma de corriente.
- Puede limpiar el aparato y el exterior del adaptador de corriente con un paño húmedo. Asegúrate de que estén completamente secos antes de aplicar el siguiente tratamiento.
- Tenga cuidado de no dañar la ventana de tratamiento al retirar la suciedad o los residuos.
- Limpie suavemente el sensor cutáneo con un paño seco y sin pelusas.

GARANTÍA

En condiciones normales de uso, este producto está garantizado durante 2 años a partir de la fecha de compra original contra defectos de fabricación en materiales o mano de obra. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original. Si el producto resultara defectuoso dentro del periodo de garantía, póngase en contacto con CurrentBody.

- CurrentBody se reserva el derecho de reparar un producto defectuoso.
- CurrentBody se reserva el derecho de sustituir un producto defectuoso

con el producto más compatible disponible en la actualidad.

- Esta garantía no cubre los daños causados por lo siguiente:
- Accidente, uso indebido, abuso o alteración
- Mantenimiento por personas no autorizadas
- Conexión a fuentes de alimentación incorrectas
- Utilización con accesorios no autorizados

CurrentBody no será responsable de ningún daño incidental, especial o consecuente que resulte del uso de este producto. Todas las garantías implícitas, incluyendo pero no limitado a las garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad se limitan en duración a dos años a partir de la fecha de compra original. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un país a otro. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía se otorga en lugar de cualquier otra garantía, escrita u oral, ya sea expresada por afirmación, promesa, descripción, dibujo, modelo o muestra. Quedan excluidas cualesquiera otras garantías distintas de la presente, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Si el producto está defectuoso dentro del periodo de garantía, póngase en contacto con CurrentBody.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El indicador luminoso se vuelve amarillo y parpadea continuamente.	<ul style="list-style-type: none"> - Alarma de sobrecalentamiento. - Hay un problema con los ventiladores 	<ul style="list-style-type: none"> - El dispositivo debe apagarse y volver a encenderse después de disipar el calor lo suficiente. - Si el dispositivo sigue parpadeando después de disipar suficientemente el calor, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
No se puede iniciar el dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> - La fuente de alimentación no está bien conectada. - Hay algunos problemas con el enchufe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asegúrate de que la fuente de alimentación está bien conectada. - Cambia de enchufe.
Cuando se coloca contra la piel no hay reacción.	<ul style="list-style-type: none"> - Hay un problema de sobrecalentamiento en la ventana de tratamiento o en la unidad principal. - Hay un espacio entre la ventana de tratamiento y la piel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tras la disipación completa del calor, ajuste el ángulo de la ventana de tratamiento hasta que quede plana contra la piel. - Hay un espacio entre la ventana de tratamiento y la piel.
Aunque la máquina puede ponerse en marcha, el indicador luminoso no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha producido un fallo en la máquina. 	<ul style="list-style-type: none"> - Deje de utilizar este producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Durante el tratamiento, el producto se calienta y la unidad principal se calienta.	<ul style="list-style-type: none"> - La máquina está trabajando horas extras. 	<ul style="list-style-type: none"> - El aparato debe apagarse y utilizarse después de que se haya disipado completamente
Hay un olor extraño durante el tratamiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Hay un problema con la limpieza de la ventana de tratamiento. - La zona de tratamiento no se ha afeitado bien, y el vello restante quema. 	<ul style="list-style-type: none"> - La ventana de tratamiento debe limpiarse y limpiarse. - Asegúrese de que la zona de tratamiento está bien afeitada.
Hay un problema con la unidad principal, la toma de luz, el adaptador de corriente o el cable de alimentación.	/	<ul style="list-style-type: none"> - Deje de utilizar este producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

说明书86P

成品尺寸: 98*152mm

材质:封面封底200g双铜过哑膜,内页100g双铜

四色印刷

胶装, 封面增加5mm出血

红色虚线为裁切线不印刷