

osmo

.....

**MICROTOON
HANDLEIDING**





NAAM: MICROSTROOM
SCHOONHEIDSINSTRUMENT MATERIAAL:
ABS PLASTIC AFMETINGEN: 57X52X24
MM GEWICHT: 35 GRAM BATTERIJ: 3,7V
BIJ 170MA FREQUENTIE: 185 HZ
GELUIDSNIVEAU: MINDER DAN 50 DECIBEL
PATENTNUMMER: 202030103955.6

DE OSMO MICROTONE BRENGT PERSOONLIJKE TRAINING NAAR EEN NIEUW NIVEAU VAN SCHOONHEID. HET BIEDT EEN REEKS AANGEPASTE MICROSTROOM-GEZICHTSOEFENINGSMODI. DE MICROSTROOMCONTACTBAL KAN MICROSTROOM RECHTSTREEKS NAAR DE HUID GELEIDEN OM COLLAGEEN TE HELPEN GENEREREN, DE ELASTICITEIT VAN DE HUID TE HERSTELLEN EN DE GEZICHTSCONTOUREN STRAKKER TE MAKEN.

HOE TE GEBRUIKEN:

ZORG ERVOOR DAT JE JE GEZICHT GRONDIG REINIGT EN OVERTOLLIGE OLIE VERWIJDEERT. GEBRUIK GEEN OLIEREINIGER

BRENG SERUM AAN OP UW GEZICHT, VOORAL OP DE KAAKLIJN.

ZORG ERVOOR DAT ZOWEL HET APPARAAT ALS UW GEZICHT/HALS SCHOON EN DROOG ZIJN.

SCHAKEL HET APPARAAT IN DOOR DE AAN/UIT-KNOP 2 SECONDEN INGEDRUKT TE HOUDEN

KIES DE INTENSITEIT DOOR LICHTJES OP DE AAN/UIT-KNOP TE DRUKKEN. DE INTENSITEIT WORDT WEERGEGEVEN OP DE ZIJKANT VAN HET APPARAAT. ELK LICHT MARKEERT DE INTENSITEIT VAN DE MICROSTROOM.

DE OSMO-MICROTOON HEEFT DRIE NIVEAUS TOON EN LIFT. ZORG ERVOOR DAT ELKE BEWEGING VAN HET APPARAAT IN EEN OPWAARTSE BEWEGING NAAR BUITEN, UW GEZICHT, IS

AANBEVOLEN SLAGEN

**5 SLAGEN VANAF DE ONDERKANT VAN DE KAAKLIJN
NAAR UW OOR MET UW KAAKLIJN TUSSEN DE
KNOOPPUNTEN**

**5 SLAGEN VAN NET ONDER JE NEUSPLOOI NAAR JE
OOR**

**5 SLAGEN VANAF DE LACHLIJN TOT AAN JE SLAAP,
MET JE JUKBEEN TUSSEN DE KNOOPPUNTEN
DOE DIT AAN ELKE KANT VAN HET GEZICHT EN BRENG
SERUM AAN VOORDAT U ELKE KANT VAN HET
GEZICHT BEHANDELT.**

**VOOR HET VOORHOOFD: TIL HET VAN JE VOORHOOFD
NAAR JE VOORHOOFD IN EEN OPWAARTSE
BEWEGING. DIE HET HELE VOORHOOFD BEDEKT
VOOR DE NEK: STRIJK VANAF DE ONDERKANT VAN DE
NEK NAAR JE KAAKLIJN. GEBRUIK HET NIET IN HET
KEELGEBIED.**

FUNCTIES:

1. VERLICHT SPIERSpanNING: DRUK OP ACUPUNCTUURPUNTEN OP HET GEZICHT OM DE SPIERSpanNING TE VERLICHTEN.
2. MULTI-ACUPUNTSTIMULATIE: MULTI-ACUPUNTSTIMULATIE STIMULEERT GEZICHTSREFLEXPUNTEN DOOR GEZICHTSACUPUNTEN TE STIMULEREN OM GEZICHTSMERIDIANEN TE ZUIVEREN.
3. SCHRAPER-MICROKETING: DE SPECIAAL ONTWERPEN SCHRAPER-MICROKETING PAST GOED OP DE HUID EN HELPT U UW GEZICHT OF LICHAAM TE MASSEREN OM HET EFFECT VAN VERSTEVIING EN LIFTING TE BEREIKEN.
4. OPLADEN VIA USB: LICHTGEWICHT EN DRAAGBARE VERPAKKING KAN IN PORTEMONNEES, HANDTASSEN EN MAKE-UP TASSEN WORDEN GESTOPT, ZODAT HIJ ALTIJD EN OVERAL KAN WORDEN GEBRUIKT.
5. VERMINDER DE ZWELLING ROND DE OGEN: HET VERMINDERT DE VERSCHIJNING VAN ZWELLING EN RIMPELS ROND DE OGEN, VERBETERT DE MICROCIRCULATIE VAN DE BLOEDVATEN IN HET GEZICHT EN VERHOOGT DE STROOM VAN BLOED, LYMFEN EN LICHAAMSVLOEISTOFFEN. HIERDOOR ZIET U ER REPRESENTATIEF, ENERGIEK EN GEZOND UIT.