

A man and a woman are smiling and holding a white and blue facial cleansing tool against their cheeks. The man is on the left, and the woman is on the right. They are both wearing white t-shirts. The background is a plain, light color.

**BEAUTYBIO**

**GLOFACIAL**

**HYDRO-INFUSION PORE CLEANSING TOOL**

# A NOTE FROM OUR FOUNDER

“Healthy skin doesn’t have to be complicated. I founded BeautyBio with a commitment to deliver clean, clinical skincare solutions for pro-grade results with zero downtime. Like a vacuum for all of the gunk buried in our pores, our patent pending GLOfacial tool will be your new favorite at-home treatment after the very first, satisfying use - promise. Every time you GLOfacial, turn that routine into a ritual - a minute for you and your skin health. Welcome to the Glommunity!”



Jamie O'Banion  
Founder, BeautyBio

## GOT EVERYTHING?



# GLOFACIAL CONCENTRATE

Clarifying Salicylic and plumping Hyaluronic acid solution helps resurface, hydrate and boost radiance. Niacinamide works to minimize the appearance of congested pores while antioxidant-rich botanical complex with Cica and Green Tea delivers essential amino acids and vitamins for calm, glowing skin.



**INSTANTLY HELPS RESURFACE**



**BRIGHTENS TONE**



**HYDRATES SKIN**

**ALSO SOLD SEPARATELY:**  
0.7 fl. oz. = 8 Facials, 1.7 fl. oz. = 20 Facials



*Unscrew and remove seal before first use.*

# LET'S GET STARTED



**STEP 1**  
Press desired Treatment Tip firmly onto Tool with tab positioned upward.



**STEP 2**  
Slide chamber window and base downward off tool.



**STEP 3**  
Remove Treatment Chamber (left) and pour Concentrate to fill line. Fill remainder with water to dilute.



**STEP 4**  
Reattach Treatment Chamber and slide base back onto tool (note: Waste Chamber does not detach).



**STEP 5**  
Press and hold power button to turn on Blue LED Light mode.



**STEP 6**  
Push button again to start in low suction mode.



**STEP 7**  
Hold skin taut, keep tool upright and glide along damp skin until Treatment Chamber is empty.

**PRO TIPS:** Prime tool on the palm of your hand until concentrate is felt. For best results, we suggest beginning your facial with clean, damp skin. Keep tool moving, do not hover in any one spot.

# THAT'S A WRAP



## STEP 1

Tool will chime when Waste Chamber is full.



## STEP 2

Press and hold button to turn tool off. (Tool will shut off automatically after 10 minutes.)



## STEP 3

Slide chamber window and base downward off tool.



## STEP 4

Open bottom flap of Waste Chamber to empty (note: chamber does not detach).



## STEP 5

Use included brush and warm water to rinse Treatment Tips and chambers (do not submerge tool). Mild soap can be used.



## STEP 6

Dry chambers and treatment tips. Leave Waste Chamber flap open and do not reassemble parts until completely dry.



## STEP 7

Return assembled tool to charging stand.

# CHOOSE YOUR GLOW

## BLUE LIGHT TREATMENT

Press and hold power button to turn on clarifying blue LED treatment mode. Treat with Blue Light for 4 minutes per target area daily.

## PORE-CLEANSING FACIAL

Recommended use 1-2x a week. Treatment is gentle enough to be used on low suction mode daily. Use tool with water alone or combined with GLOfacial concentrate.

Apply gentle pressure to maintain suction and keep tool moving. Do not hover in any one spot or pass over any area more than 1-2 times. Too many passes over an area may cause unnecessary irritation. Some areas of congestion may take several treatments over time to clear. Skin may become temporarily flush after treatment as GLOfacial enhances microcirculation.



*Blue Light Treatment mode does not illuminate chamber.*

# WHAT'S YOUR MODE?

In addition to the blue LED treatment mode, the GLOfacial Tool features 3 suction modes (low/med/high) for customized treatment. We recommend starting with the lowest suction and working your way up. Do not exceed low suction mode on thin or sensitive skin. Do not use directly under eyes or on eyelids.

## BEGIN BY POWERING ON TOOL

(Press and hold button once.)



**LOW**  
Press again for  
low suction.



**MEDIUM**  
Press again for  
medium suction.



**HIGH**  
Press again for  
high suction.

# WHAT'S THAT SOUND?



X1

## BEEPS ONCE

Tool turned on/switching between Blue Light and suction modes.



X3

## 3 BEEPS (WHITE LED FLASHES)

Tool has been tilted too far and is not making optimal contact with skin. Reposition device so it is upright. Do not turn tool upside-down when tool is on.



X3

## 3 TONE CHIME (WHITE LED FLASHES)


Waste Chamber is full and needs to be emptied. Device will not operate again until Waste Chamber is emptied.

# GLIDE PATHS

Follow the natural curves of your face. Remember to hold skin taut, keep moving, and do not hover over one area.



**SUGGESTED GLIDE PATH**



**ALTERNATE GLIDE PATH**

**DO** 

- Do make sure your tool is charged.
- Do ensure the tool is clean and dry before use.
- Do choose a treatment mode best suited for your skin.
- Do pull skin taut and glide following facial contours.
- Do hold tool upright and maintain full contact with tip on skin.
- Do empty Waste Chamber immediately after use.
- Do clean and dry chambers after treatment before placing back in charging stand.

**DON'T** 

- Don't overfill Treatment Chamber.
- Don't pour serums or creams into the Treatment Chamber.
- Don't hover in any one spot - keep tool moving.
- Don't pass over any area more than 1-2 times or apply excess pressure with tool.
- Don't hold tool upside down during use.
- Don't use under eyes/on eyelids or shine light directly into eyes.
- Don't let fluid sit in Waste Chamber after use.

# CHARGING

Insert USB charging cable into bottom of charging stand. Connect charging stand to a power outlet (USB power adapter not included). Place tool into charging stand, ensuring gold pins on charging stand are making contact with charging port on back of tool.

Charge GLOfacial tool before first use. Charging time is 2.5 hours. Once fully charged, battery will last approximately 1 month or up to approximately 40 uses. Ensure Treatment and Waste Chambers are empty and tool and charging stand are dry before charging.

## BATTERY INDICATOR LIGHTS



**LOW BATTERY**  
(Red)



**CHARGING**  
(Flashing Green)



**CHARGED**  
(Green)

# FAQ

## 1. What is a GLOfacial treatment?

GLOfacial combines three powerful technologies into one pro-grade treatment at home. Blue LED clarifies skin, gentle facial vacuum technology extracts and exfoliates while hydro-infusion technology flushes pores and infuses skin with nourishing and hydrating ingredients for a deep clean and radiant complexion.

## 2. How often can I use GLOfacial? Do I have to use it at night?

For best results we recommend using GLOfacial 1-2 times a week to maintain results. Start with the lowest suction and working your way up. Some areas of congestion may take several treatments over time to clear. Skin may become temporarily flush after treatment as GLOfacial enhances microcirculation so we recommend treating your skin at night. Blue LED treatment mode can be used for 4 minutes per target area daily.

## 3. Can I use the tool with just water?

You can use GLOfacial with water alone, however you will see best results by treating your skin with the GLOfacial Concentrate.

## 4. Should I wash my face before using the tool?

We recommend beginning with cleansed skin to help prevent makeup, oil or residue from clogging tool and treatment tips.

## 5. Which products can I apply after my treatment to maximize results?

You can follow your GLOfacial treatment with your favorite serums or moisturizers as desired.

## 6. How much pressure should I apply with the GLOfacial tool?

Apply gentle pressure to maintain suction and keep tool moving. Do not hover in any one spot or pass over any area more than 1-2 times. Too many passes over skin may cause unnecessary irritation.

**7. How soon can I start seeing results?**

You will see the debris and oil pulled out of your skin appear in the Waste Chamber immediately after your treatment! Continue using the tool 1-2x a week to maintain your results.

**8. Why are there different tips and do I need to replace them?**

The Large Treatment Tip is ideal for targeting areas like cheeks, forehead and jawline. The Small Treatment Tip targets narrow areas like nose and chin. Over time you may see normal wear and tear. Replace tips as needed.

**9. Is there anywhere on the skin that I should avoid using my GLOfacial?**

We do not recommend using the GLOfacial directly underneath the eyes or on the eyelids. Avoid shining the Blue LED Light directly into your eyes. We also recommend avoiding usage of GLOfacial on any skin irregularities, which include but are not limited to: active acne, open wounds, scars or any raised surfaces including moles. If you have any questions or concerns about specific areas, please contact your physician.

**10. Can I use GLOfacial while pregnant or nursing?**

Always consult a physician before using the GLOfacial tool or GLOfacial Concentrate while pregnant or nursing.

**11. Can I use GLOfacial with fillers or injections?**

We recommend consulting your physician for a personal treatment recommendation. Do not use GLOfacial directly after receiving fillers or injections.

**12. Can I use GLOfacial in the shower?**

GLOfacial may be used in the shower. Avoid submerging tool completely under water. Charging stand is not waterproof or water resistant. Do not use charging stand near water.

**SPECS**

Model Number: GF100

Blue LED: 415nm

Battery: Lithium-Ion Battery 3.7V 1000mAH

Charging Voltage/Current USB: 5V/1.0A

Power Consumption: Approximately 3.7W

Charging Time: Approximately 2.5 Hours

Waterproof Level: IPX7 (Charging stand is not waterproof or water resistant.

Do not use charging stand near water.)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## WARNINGS

- Avoid direct eye contact. Avoid use directly under eyes and on eyelids. Do not shine device lights directly into your eyes.
- Do not use on broken skin or skin with severe, nodular or cystic acne.
- Do not use on beauty spots/moles, warts, ingrown hairs, irritated or sunburned skin.
- Avoid passing device over skin multiple times which can cause unnecessary irritation.
- Do not exceed recommended treatment times or usage.
- Do not use with compromised or contaminated liquids.
- Do not attempt to open or repair the device.
- Immediately turn off device if it begins to overheat.
- This tool is not a toy. Keep out of reach of children.
- Do not submerge tool in water. Tool may be used in the shower.
- Do not use it if your skin is light sensitive or if you have a silicone allergy.
- Consult your physician before use if you are pregnant or nursing.
- A medical professional should be consulted before use regarding any condition that requires medical attention.
- Do not ingest.
- Discontinue use if irritation occurs.
- Do not charge tool for more than 24 hours. Remove charging cable from charging stand to continue using as display stand after charging.
- Always use the device in line with the manufacturer's instructions. Improper maintenance, storage or negligence can cause damage and void warranty.

**Precaution:** This device contains a Lithium-Ion Battery (3.7Wh) and may be required to be placed in carry-on baggage for travel. Check your local airline regulations for guidance on how to travel with your tool. Do not dispose of device as household waste.

If you have any additional questions, please contact a customer care specialist at **877-945-5274** or **info@beautybio.com**. For additional information, please visit **BeautyBio.com**

## RECYCLING OF ELECTRONIC PRODUCTS AND BATTERIES



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that may be hazardous and present a risk to human health and the environment when waste and electronic equipment (WEEE) is not handled correctly.

Equipment marked with the below crossed-out wheeled bin is EEE. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that WEEE should not be discarded together with unseparated household waste, but must be collected separately.

Users of EEE must not discard WEEE together with household waste. Users must follow local recycling regulations to reduce adverse environmental impacts in connection with disposal of WEEE and to increase opportunities for reuse, recycling and recovery of WEEE.

Discarded household electrical and electronic equipment and batteries can be returned to consumer product collection points free of charge. The nearest collection point can be found easily from this website: [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com).

In addition to this recycling drop off locations BeautyBio is a member of the Distributor Take Back Scheme (DTS). For more information on recycling options in the UK please go to: [www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk)

Where possible, used products should have batteries removed to allow for those batteries to be recycled.

Beauty Biosciences, LLC is registered as a WEEE producer with the UK Environment Agency (WEEE registration number: **WEE/AX5638XC**).

Packaging is crafted with reduced and recyclable materials. Thank you for supporting a sustainable future.

# VOUS AVEZ TOUT?



**OUTIL  
GLOFACIAL**

Grand



**EMBOUS DE  
TRAITEMENT**  
(1 grand + 1 petit)

Petit



**BOUCHON  
CLARIFICATEUR**



**CÂBLE USB**



**SUPPORT D’AFFICHAGE  
DE CHARGE**



**GLOFACIAL  
CONCENTRATE**



**BROSSE DE  
NETTOYAGE**

## GLOFACIAL CONCENTRATE

Cette solution d'acides salicylique et hyaluronique est à la fois clarifiante et repulpante et aide améliorer la texture de la peau, à l'hydrater et à lui redonner de l'éclat. Le niacinamide minimise l'apparence des pores obstrués. Les extraits botaniques de centella asiatica et de thé vert, quant à eux, sont riches en antioxydants et nourrissent votre peau avec des acides aminés et des vitamines essentiels pour l'apaiser et lui donner de l'éclat.



**AMÉLIORE  
LA TEXTURE  
DE LA PEAU**



**ILLUMINE  
LE TEINT**



**HYDRATE  
LA PEAU**



*Dévisser et retirer le joint  
avant la première utilisation.*

**ÉGALEMENT VENDUS SÉPARÉMENT :**  
0.7 fl. oz. = 8 Faciales, 1.7 fl. oz. = 20 Faciales

**BEAUTYBIO**  
**GLOFACIAL  
CONCENTRATE**  
CLARIFYING SALICYLIC &  
PLUMPING HYALURONIC  
ACID SOLUTION  
With Moisture-Locking  
Niacinamide & Soothing  
Botanical Extracts  
0.7 fl. oz. / 20 ml e  
8 Facials / 8 Faciales

# COMMENÇONS



## ÉTAPE 1

Appuyez fermement l'embout de traitement souhaité sur l'outil, la languette étant positionnée vers le haut.



## ÉTAPE 5

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour activer le mode de lumière LED bleue.



## ÉTAPE 2

Faites glisser la fenêtre du compartiment et la base vers le bas de l'outil.



## ÉTAPE 6

Appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer en mode aspiration basse.



## ÉTAPE 3

Retirez le compartiment de traitement (à gauche) et versez le concentré jusqu'à la ligne de remplissage. Remplir le reste d'eau pour diluer.



## ÉTAPE 7

Maintenez la peau tendue, maintenez l'outil droit et glissez le long de la peau humide jusqu'à ce que le compartiment de traitement soit vide.



## ÉTAPE 4

Rebranchez le compartiment de traitement et glissez la base sur l'outil (note: le compartiment à déchets ne se détache pas).

**CONSEIL DE PRO:** Amorcez l'outil sur la paume de votre main jusqu'à ce que vous sentiez le concentré arriver. Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons de commencer votre soin du visage avec une peau propre et humide. Gardez l'outil en mouvement, ne restez pas à un endroit précis.

# ET VOILÀ, C'EST FINI



## ÉTAPE 1

L'outil sonne lorsque le compartiment à déchets est plein.



## ÉTAPE 5

Utilisez la brosse incluse et de l'eau chaude pour rincer les embouts de traitement et les compartiments (ne pas immerger l'outil). Du savon doux peut être utilisé.



## ÉTAPE 2

Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre l'outil. (L'outil s'éteindra automatiquement après 10 minutes.)



## ÉTAPE 6

Compartiments et embouts de traitement. Laissez le volet du compartiment à déchets ouvert et ne remontez pas les pièces tant qu'elles ne sont pas complètement sèches.



## ÉTAPE 3

Faites glisser la fenêtre du compartiment et la base vers le bas de l'outil.



## ÉTAPE 7

Remettre l'outil assemblé sur le support de chargement.



## ÉTAPE 4

Ouvrir le volet inférieur du compartiment à déchets pour la vider (remarque: le compartiment ne se détache pas).

# CHOISISSEZ VOTRE LUEUR

## LUMINEUX À LA LUMIÈRE BLEUE

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour activer le mode de traitement par LED bleue nettoyante. Traiter avec de la lumière bleue pendant 4 minutes par zone cible quotidiennement.

## SOIN DU VISAGE NETTOYANT POUR LES PORES

Utilisation recommandée 1 à 2 fois/semaine. Le traitement est suffisamment doux pour être utilisé quotidiennement en mode aspiration lente. Utilisez l'outil avec de l'eau seule ou en combinaison avec le concentré GLOfacial.

Appliquez une légère pression pour maintenir l'aspiration et garder l'outil en mouvement. Ne restez pas à un endroit précis et ne passez pas au-dessus d'une zone plus d'une ou deux fois. Trop de passages sur une zone peuvent provoquer des irritations inutiles. Certaines zones de congestion peuvent nécessiter plusieurs traitements au fil du temps pour disparaître. La peau peut devenir temporairement rouge après le traitement, car GLOfacial améliore la microcirculation.



*Le mode de traitement de la lumière bleue n'éclaire pas le compartiment.*

# QUEL EST VOTRE MODE?

En plus du mode de traitement LED bleue, l'outil GLOfacial dispose de 3 modes d'aspiration (faible/moyen/élevé) pour un traitement personnalisé. Nous vous recommandons de commencer par l'aspiration la plus faible et d'augmenter progressivement. Ne dépassez pas le mode d'aspiration faible sur une peau fine ou sensible. Ne pas utiliser sous les yeux ou sur les paupières.

## COMMENCEZ PAR ALLUMER L'OUTIL

(Appuyez une fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé.)



### FAIBLE

Appuyez à nouveau pour une aspiration faible.



### MOYEN

Appuyez à nouveau pour l'aspiration moyenne.



### ÉLEVÉ

Appuyez à nouveau pour une aspiration élevée.

# QUEL EST CE SON?



## UN BIP

Outil allumé/commutation entre les modes lumière bleue et aspiration.



## 3 BIPS (LA LED BLANCHE CLIGNOTE)

L'outil a été trop incliné et ne permet pas un contact optimal avec la peau. Repositionnez l'appareil de manière à ce qu'il soit en position verticale. Ne mettez pas l'outil à l'envers lorsqu'il est allumé.



## CARILLON À 3 TONS (LA LED BLANCHE CLIGNOTE)

Le compartiment à déchets est plein et doit être vidé. L'appareil ne fonctionnera plus tant que le compartiment à déchets n'aura pas été vidé.

# LIGNES DE ROUTINE BEAUTÉ

Suivez les courbes naturelles de votre visage. N'oubliez pas de maintenir la peau tendue, de continuer à faire des mouvements et de ne pas vous attarder sur une seule zone.



LIGNE DE ROUTINE  
BEAUTÉ SUGGÉRÉE



LIGNE DE ROUTINE  
BEAUTÉ ALTERNATIVE

## À FAIRE

Veillez à ce que votre outil soit chargé.

Assurez-vous que l'outil est propre et sec avant de l'utiliser.

Choisissez le mode de traitement le mieux adapté à votre peau.

Tendez la peau et faites glisser l'outil en suivant les contours du visage.

Tenez l'outil à la verticale et maintenez un contact total entre l'embout et la peau.

Videz le compartiment à déchets immédiatement après utilisation.

Nettoyez et séchez les compartiments après le traitement avant de les replacer dans le socle de chargement.

## À NE PAS FAIRE

Ne remplissez pas trop le compartiment de traitement.

Ne versez pas de sérums ou de crèmes dans le compartiment de traitement.

Ne vous attardez pas à un seul endroit - gardez l'outil en mouvement.

Ne passez pas sur une zone plus d'une ou deux fois ou n'appliquez pas une pression excessive avec l'outil.

Ne tenez pas l'outil à l'envers pendant l'utilisation.

N'utilisez pas l'outil sous les yeux/sur les paupières ou n'éclairez pas directement les yeux.

Ne laissez pas le fluide reposer dans le compartiment à déchets après utilisation.

# CHARGEMENT

Insérez le câble de charge USB dans le fond du socle de charge. Connectez le socle de charge à une prise de courant (adaptateur électrique USB non inclus). Placez l'outil dans le support de charge, en vous assurant que les broches dorées du support de charge sont en contact avec le port de charge à l'arrière de l'outil.

Chargez l'outil GLOfacial avant la première utilisation. Le temps de charge est de 2,5 heures. Une fois complètement chargée, la batterie durera environ 1 mois ou jusqu'à environ 40 utilisations. Assurez-vous que les compartiments de traitement et de déchets sont vides et que l'outil et le support de charge sont secs avant de les recharger.

## TÉMOINS LUMINEUX DE LA BATTERIE



**BATTERIE FAIBLE**  
(rouge)



**EN CHARGE**  
(vert clignotant)



**CHARGÉE**  
(vert)

## FAQ

### 1. Qu'est-ce qu'un traitement GLOfacial?

GLOfacial combine trois technologies puissantes en un seul traitement de qualité professionnelle, à effectuer chez soi. La LED bleue clarifie la peau, la technologie douce d'aspiration du visage extrait et exfolie tandis que la technologie d'hydro-infusion purge les pores et infuse dans la peau des composants nourrissants et hydratants pour un nettoyage en profondeur et un teint éclatant.

### 2. À quelle fréquence puis-je utiliser GLOfacial?

#### Dois-je l'utiliser le soir?

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser GLOfacial 1-2 fois par semaine pour maintenir les résultats. Commencez par l'aspiration la plus faible et augmentez progressivement. Certaines zones de congestion peuvent nécessiter plusieurs traitements au fil du temps pour disparaître. La peau peut devenir temporairement rouge après le traitement, car GLOfacial améliore la microcirculation. Nous vous recommandons donc de traiter votre peau le soir. Le mode de traitement par LED bleue peut être utilisé pendant 4 minutes par zone cible par jour.

### 3. Puis-je utiliser l'outil avec juste de l'eau?

Vous pouvez utiliser GLOfacial avec de l'eau seule, mais vous obtiendrez de meilleurs résultats en traitant votre peau avec le concentré GLOfacial.

### 4. Dois-je me laver le visage avant d'utiliser l'outil?

Nous recommandons de commencer avec une peau nettoyée pour éviter que le maquillage, l'huile ou les résidus n'obstruent les outils et les embouts de traitement.

## FAQ (SUITE)

### 5. Quels produits puis-je appliquer après mon traitement pour maximiser les résultats ?

Vous pouvez accompagner votre traitement GLOfacial de vos sérums ou hydratants préférés, si vous le souhaitez.

### 6. Quelle pression dois-je appliquer avec l'outil GLOfacial?

Appliquez une légère pression pour maintenir l'aspiration et garder l'outil en mouvement. Ne restez pas à un endroit précis et ne passez pas au-dessus d'une zone plus d'une ou deux fois. Trop de passages sur une zone peuvent provoquer des irritations inutiles.

### 7. Après combien de temps puis-je m'attendre à voir des résultats?

Vous verrez les résidus et le sébum extraits de votre peau apparaître dans le compartiment des déchets immédiatement après votre traitement ! Continuez à utiliser l'outil 1 à 2 fois par semaine pour maintenir vos résultats.

### 8. Pourquoi existe-t-il différents embouts et dois-je les remplacer?

L'embout de traitement grand modèle est idéal pour cibler des zones comme les joues, le front et la mâchoire. L'embout de traitement petit modèle cible des zones plus réduites, comme le nez et le menton. Après un certain temps, il peut présenter des traces d'usure normale. Procéder au remplacement de l'embout lorsqu'il est nécessaire.

### 9. Y a-t-il un endroit de la peau où je devrais éviter d'utiliser mon GLOfacial?

Nous ne recommandons pas d'utiliser le GLOfacial directement sous les yeux ou sur les paupières. Évitez de projeter la lumière LED bleue directement vers vos yeux. Nous recommandons également d'éviter l'utilisation de GLOfacial sur toute irrégularité de la peau, ce qui

inclut, sans s'y limiter, l'acné active, les plaies ouvertes, les cicatrices ou toute surface en relief, y compris les grains de beauté. Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos de zones en particulier, veuillez consulter votre médecin.

#### 10. Puis-je utiliser GLOfacial pendant la grossesse ou l'allaitement?

Consultez toujours un médecin avant d'utiliser l'outil GLOfacial ou GLOfacial Concentrate pendant la grossesse ou l'allaitement.

#### 11. Puis-je utiliser GLOfacial avec des produits de comblement ou des injections?

Nous vous recommandons de consulter votre médecin pour obtenir une recommandation de traitement personnalisée. N'utilisez pas GLOfacial directement après avoir reçu des produits de comblement ou des injections.

#### 12. Puis-je utiliser GLOfacial sous la douche?

GLOfacial peut être utilisé sous la douche. Évitez d'immerger complètement l'outil sous l'eau. Le socle de chargement n'est ni étanche ni résistant à l'eau. N'utilisez pas le support de chargement près de l'eau.

## SPECS

Numéro de modèle: GF100

LED bleue: 415 nm

Batterie: Lithium-Ion 3,7 V 1 000 mAh

Tension de charge/Courant USB: 5 V/1,0 A

Consommation électrique: environ 3,7 W

Temps de charge: environ 2,5 h

Niveau d'étanchéité: IPX7 (Le socle de chargement n'est ni étanche ni résistant à l'eau. N'utilisez pas le support de chargement près de l'eau.)

Cet appareil est conforme à la section 15 du Règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

**Avertissement:** les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**REMARQUE:** cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit des interférences portant atteinte à la réception d'ondes radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation qui est sur un circuit autre que celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.



## AVERTISSEMENTS

- Évitez tout contact direct avec les yeux. Évitez l'utilisation directement sous les yeux et sur les paupières. Ne dirigez pas les lumières de l'appareil directement vers vos yeux.
- Ne pas utiliser sur une peau abîmée ou sur une peau présentant une acné sévère, nodulaire ou kystique.
- Ne pas utiliser sur les grains de beauté/moles, les verrues, les poils incarnés, la peau irritée ou brûlée par le soleil.
- Évitez de passer l'appareil sur la peau plusieurs fois, ce qui peut provoquer une irritation inutile.
- Ne pas dépasser les durées de traitement ou d'utilisation recommandées.
- Ne pas utiliser avec des liquides compromis ou contaminés.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer l'appareil.
- Éteindre immédiatement l'appareil s'il commence à surchauffer.
- Ceci n'est pas un jouet. Ne pas le laisser à la portée des enfants.
- Ne pas plonger l'outil dans l'eau. L'outil peut être utilisé dans la douche.
- Ne pas l'utiliser si votre peau est sensible à la lumière ou si vous avez une allergie au silicone.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Un professionnel de la santé doit être consulté avant l'utilisation pour toute condition nécessitant une attention médicale.
- Ne pas avaler.
- Cesser l'utilisation en cas d'irritation.

## AVERTISSEMENTS (SUITE)

- Ne pas charger l'outil pendant plus de 24 heures. Retirez le câble de charge du support de charge pour continuer à l'utiliser comme support d'affichage après la charge.
- Toujours utiliser l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Une maintenance, un stockage ou une négligence incorrects peuvent causer des dommages et annuler la garantie.

L'emballage est fabriqué avec des matériaux recyclables et en quantité réduite. Merci de soutenir un avenir durable.

**Précaution:** Cet appareil contient une batterie au lithium-ion (3,7 Wh) et peut devoir être placé dans les bagages à main pour le voyage. Vérifiez les réglementations de votre compagnie aérienne locale pour savoir comment voyager avec votre outil. Ne pas jeter l'appareil comme un déchet ménager.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter un spécialiste du service à la clientèle au **+1-877-945-5274** ou à **info@beautybio.com**. Pour plus d'informations, veuillez consulter **BeautyBio.com**

# BEAUTYBIO

Visit [BeautyBio.com](https://BeautyBio.com) for tips on getting started.

Visitez [BeautyBio.com](https://BeautyBio.com) pour obtenir des conseils sur la mise en route.

@BeautyBio

