


INSTRUÇÕES  
**SaeboStep**

## DESEMBALAR O DISPOSITIVO

- (1) Suporte
- (2) Ganchos para ilhós
- (2) Parafusos de 5/16"
- (2) Parafusos de 1/4"
- (2) Parafusos de 3/8"
- (2) Anilhas



## PARTES DO SUPORTE



1

ABRIR A CINTA DE  
TORNOZELO

Para alargar o fio da cinta de tornozelo, rode o disco da cinta de tornozelo no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.



Agarre a presilha e puxe até que o fecho magnético se desprenda da base.

2

## POSICIONAR O DISPOSITIVO



Coloque o SaeboStep em volta do tornozelo com o disco frontal centrado com o seu pé e o logótipo azul Saebo posicionado na parte superior.

3

APERTAR A CINTA DE  
TORNOZELO

Agarre e puxe a presilha que está presa à extremidade do fio da cinta de tornozelo e prenda à base magnética. Ouvirá um clique quando estiver presa.



Rode o disco da cinta de tornozelo no sentido dos ponteiros do relógio até a cinta ficar bem ajustada.

APERTAR A CINTA DE  
TORNOZELO (CONTINUAÇÃO)

Nota 1: Certifique-se de que o fio da cinta de tornozelo não está torcido.



Nota 2: A cinta no lado do disco deve sobrepôr a cinta do lado magnético.

4

PRENDER OS GANCHOS  
PARA ILHÓS

Insira os respetivos parafusos e anilhas no ilhó do sapato.



Estabilize a cabeça do parafuso com o dedo enquanto torce firmemente o gancho para ilhó com a outra mão. Posicione a extremidade aberta do gancho para ilhó na direção da parte da frente do sapato.

5

## SOLTAR O FIO FRONTAL



Rode o disco frontal no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.



Puxe os fios frontais esquerdo e direito, de preferência ao mesmo tempo, para baixo na direção do sapato.

6

PRENDER O FIO NOS GANCHOS  
PARA ILHÓS

Prenda o fio nas aberturas do gancho para ilhó.

7

## APERTAR O FIO FRONTAL



Gire o disco no sentido dos ponteiros do relógio até o fio frontal ficar apertado e até ter a elevação e o ângulo pretendidos.

## USAR UMA MÃO



- 1 Rode a cinta de tornozelo de forma a que o fecho magnético e o disco da cinta de tornozelo fiquem perto da parte da frente para um acesso mais fácil.
- 2 Fixe o fecho magnético na Base.
- 3 Aperte o fio da cinta de tornozelo girando o disco da cinta de tornozelo no sentido dos ponteiros do relógio.



- 4 Rode o suporte novamente para a posição correta com o logótipo Saebo virado para a frente.
- 5 Por fim, aperte o fio da cinta de tornozelo girando o disco da cinta de tornozelo no sentido dos ponteiros do relógio até sentir que está bem ajustada.

## VER OS VÍDEOS

Visite a nossa página da Internet para ver os vídeos explicativos, incluindo como furar novos ilhós em praticamente qualquer tipo de calçado.

[www.saebo.com/saebostep](http://www.saebo.com/saebostep)

Consulte o seu médico relativamente à sua condição e à utilização deste suporte.



**Saebo, Inc.**  
2459 Wilkinson Blvd., Suite 120-B  
Charlotte, NC 28208  
888-942-5751  
sales@saebo.com  
www.saebo.com



European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd.  
info@europeandevicesolutions.co.uk  
www.europeandevicesolutions.co.uk

Australian Sponsor:  
Ausmedic Australia Pty Ltd  
Unit 3, 3 Basalt Road Penrith NSW  
2145 1300 473 422  
Performhealth.com.au

