



تعليمات
سيبو ستب

ماذا في الصندوق




1 أجزاء من الدعامة




2 قم بتوجيه الدعامة

* ضع مركز البوا على قدمك أو حذاءك
* لف الدعامة حول الكاحل لاختبار الملاءمة




3 تقليل الدعامة

* تقليل الدعامة إذا لزم الأمر.
(ملاحظة: تأكد من عدم قطع مناطق الخياطة)




4 الفيلكرو آمن

* ضع مركز البوا على قدمك أو حذاءك مرة أخرى.
* لف الدعامة بإحكام حول الكاحل.
* ضع الجانب الأيسر أولاً على ساقك ، ثم اتبع اليمين لتأمين الفيلكرو.




5 ربط الجلب

* مع الفيلكرو آمن ، ربط مشبك في مكانه.
* اضبط طول الشريط حسب الضرورة.



6 إرفاق خطافات العينة

* راجع حزمة خطاف العينة المرفقة للحصول
على تعليمات حول التركيب والاستخدام المناسبين.




7 الافراج عن بووا

* اسحب وجه البوا بعيداً عنك



8 توصيل الحبل


* مع البوا إلى الخارج ، أمسك بحبل الأظفار
واسحب نحو خطافات الثقوب.
* ادفع الحبل في فتحات ربط الثقوب.



9 ريح البوا


* ادفع البوا إلى الداخل حتى تنقر.
* لف البوا في اتجاه عقارب الساعة
حتى يصبح الحبل محكمًا ولديك الرفع
والزاوية المطلوبة.

(يمكن أن يكون مفيداً أثناء تعديل التوتر
لثني ساقك تجاه أصابع قدميك)



10 ضبط حسب الحاجة

* إذا شعرت بالضغط في أي مكان ، فقم بإجراء تعديلات
في موضع وضبط الدعامة حول الكاحل.
* إذا لزم الأمر ، استخدم منصات مدمجة لزيادة الراحة.



11 شاهد مقاطع الفيديو

قم بزيارة موقعنا على الإنترنت لمشاهدة مقاطع فيديو
تعليمية بما في ذلك كيفية ثقب الثقوب الجديدة في
أي نوع من الأحذية.

www.saebo.com/saebostep

استشر طبيبك بخصوص حالتك واستخدام هذه الدعامة.

12 طلب أجزاء إضافية

مؤسسة تارت الطبية
شارع الأمير بدر تقاطع 24/23
الخبر الشمالية
رقم الفيل: 8173
رقم الهاتف: +966138999912
رقم الفاكس: +966138670096
info@medtart.com
www.medtart.com